

Derma LiteCheck Box ja Visirub fluoresoiva testiliuos



Derma LiteCheck Box

Ominaisuudet

- Tarjoaa helpon tavan tehdä fluoresoivia testejä UV-valon avulla
- Käyttökuntoon saattaminen on nopeaa ja yksinkertaista
- Tilaa säästävä koko
- Helppo kuljettaa mukana

Osat

- Nopeasti auki taitettava pakkaus, jossa heti käyttövalmis UV-valolaatikko
- Kolminapainen pistoke
- Kaksi UV-lamppua (Philips 8 W)
- Virtajohto (1,8 m)

Tekniset tiedot

- paino noin 2,1 kg
- korkeus 32 cm
- syvyys 7,7 cm
- leveys 32 cm

Derma LiteCheck Service Box

- paino noin 400 g
- korkeus 4 cm
- syvyys 23,5 cm
- leveys 17 cm
- Sisältö: - 2 kpl Visirub (fluoresoiva testiliuos)
 - Visirub & Derma LiteCheck kansio
 - Ohje
 - Visirub-tarrat käsihuuhepulloihin

Materiaali

- Lujatekoista synteettistä materiaalia, joka on helppo puhdistaa ja pestä.

Takuu

Laitteella on 12 kk takuu (ei koske lamppeja).

Tuotenumero: 15728229

Myyntierä: 1 kpl

Visirub®

Käsihuuhteeseen sekoitettava Visirub® on kontrolliaine, joka näkyy UV-valossa (Derma LiteCheck Box). Fluoresoivan Visirub-testiliuoson ja erityisen UV-valon yhdistelmä tarjoaa tehokkaan harjoittelumenetelmän, jota hyödynnetään käsihygieniakoulutuksessa ja -testaamisessa.

Tämän menetelmän avulla voidaan harjoitella käsidesinfektion oikeaoppista suorittamista. Käsiendesinfektion hallitsemisen lisäksi tietoisuus hygieniasta kasvaa, sitoutuminen aseptiikan noudattamiseen lisääntyy ja opitaan tunnistamaan käsiendesinfektion ongelmakohdat. Laitteen UVvalo paljastaa käsistä kohdat, joihin desinfiointiaine ei ole kunnolla levittänyt.

Käyttöohje

Sekoita Visirub 10 ml tuubi avaamattomaan 500 ml:n pumppupulloon käsihuuhdetta. Ravista/kääntele pulloa kevyesti. Tyhjennä pumppu pumppamalla 3-5 painallusta hukkaan. Kiinnitä käsihuuhdepulloon Visirub-etiketti.

Hiero Visirub-käsihuuhdetta kuiviin käsiin, kunnes kädet kuivuvat. Laita kädet sormet auki levitettyinä UV-valolaatikkoon valon alle. UV-valossa Visirubin fluoresoivien markkereiden ansiosta desinfioidut kohdat käsissä näkyvät hohtavan valkoisena ja riittämättömästi desinfioidut/kokonaan ilman käsihuuhdetta jääneet alueet näkyvät tummina/ruskeina kohtina iholla. Pese kädet huolellisesti testaamisen jälkeen.

Suojaa pinnat Visirub-roiskeilta. Pyyhi tahriintuneet pinnat heti kostealla liinalla.

Säilytys

Valolta suojattuna, huoneenlämmössä, tiiviisti suljettuna.

Turvallisuus

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhdettava huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. suojattava lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty välittömässä läheisyydessä. Lisätietoja turvallisuudesta löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tuotenumero: 975820

pakkausko ja **myyntierä**: 10 ml (pakkaus sisältää käsihuuhdepulloihin liimattavat tarrat)

20210614