

A12t DILUTUS® 80%

Lindrigt denaturerad etanol

EN 1500 • EN 12791 • EN 13624 • EN 13697 • EN 13727 • EN 14561 • EN 14562

Klar och nästan doftlös lindrigt denaturerad etanollösning, som avdunstar snabbt.

Användningsområden

A12t Dilutus 80 % desinficeringslösning lämpar sig för desinficering av icke-invasiva instrument och apparater inom hälso- och sjukvården samt desinficering av huden innan injektion, provtagning eller andra invasiva åtgärder. Används som sådan för preoperativ desinfektion av huden.

Icke lämpliga användningsområden:

- Inte på slemhinnor
- Inte för material som inte tål alkohol

Mikrobicid effekt

Etanol förstör bakterier, jäst, mögel och de flesta virus. Undantag utgörs av bakteriesporer och icke-höljeförsedda virus, på vilka etanolen som sådan inte har någon effekt.

A12t Dilutus 80 % har testats enligt följande europeiska standarder och uppfyller kraven för dessa:

- EN 1500 Hygienisk handdesinfektion (fas 2/steg 2)
- EN 12791 Kirurgisk handdesinfektion (fas 2/steg 2)
- EN 13727 Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den antibakteriella effekten inom hälso- och sjukvården (fas 2/steg 1)
- EN 13624 Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida eller jästavdödande effekten inom hälso- och sjukvården (fas 2/steg 1)
- EN 13697 Kvantitativt provning för utvärdering av baktericid och/eller fungicid effekt av kemiska desinfektionsmedel på ej porösa ytor utan mekanisk påverkan (fas 2/steg 2)
- EN 14561 Kvantitativt carriertest för utvärdering av den baktericida effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso- och sjukvården (fas 2/steg 1)
- EN 14562 Kvantitativt carriertest för utvärdering av den fungicida eller jästavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso- och sjukvården (fas 2/steg 1)

Bruksanvisning

Används på ren, torr yta eller hud. Används som sådan för preoperativ desinfektion av huden samt före invasiva åtgärder i enlighet med sjukhusets anvisningar. Desinfektionstiden för alkohol är densamma som torktiden. Desinficera icke-invasiva instrument och apparater med en tillräcklig mängd lösning och låt torka enligt tillverkarens anvisningar.



Produktnummer, förpackningsstorlekar och EAN

13221122	100 ml flaska	FP 16 st	6414504294737
13221124	500 ml flaska	FP 12 st	6414500007065
13221126	1 L flaska	FP 12 st	6414500007058
1000000433	3 L dunk	FP 3 st	6414505156188
13221132	5 L dunk	FP3 st	6414504139847

Förvaring och hållbarhetstid

Produkten kan rätt lagrad förvaras i fem år som oöppnad och öppnad i två år. Lagras stående.

Säkerhet

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara tillsluten. Vid kontakt med ögonen, skölj med vatten i flera minuter. Mer information om säker användning finns i säkerhetsdatabladet.

Förpackning och miljö

Förpackningsmaterialen är återvinningsbara och kan brännas. Plastförpackningen lämpar sig för plaståtervinning efter sköljning, med flaskan och förslutningen separerad. Förpackningsskartongen sorteras i kartongåtervinningen. Förpackningen har kvalitetssäkrats så att den passar ihop med produkten.

Ingredienser

Denaturerad etanol 80 vikt-% / 85 vol-%
Aqua ad 100%

20210212