

ProWipes Desinfektiopyyhe

Alkoholiton



Alkoholiton, puhdistava desinfektiopyyhe terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille, joilla ei läpäistä ihoa tai limakalvoja sekä terveydenhuollon hoitoympäristöjen pinnoille. Vaikuttavina aineina triamiini ja kvaternääriset ammoniumyhdisteet, joiden yhteisvaikutus takaa erinomaisen desinfektioitehon. Pyyhkeet eivät sisällä alkoholeja tai PHMB:tä. Laadukas kansimekanismi takaa, että pakkaus on helposti avattavissa ja suljettavissa uudestaan. Noudata valmistajan antamaa laitteen tai välineen puhdistus- ja desinfiointiohjetta.

Mikrobisidinen teho

- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti sieniä ja hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti bakteereja, sieniä ja hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi (2/2)
- EN 13704: Kvantitatiivinen suspensiotesti sporisidisen tehon osoittamiseksi (2/1)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakteereja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 14348 Kvantitatiivinen suspensiotesti mykobakteereja tappavan tehon määrittämiseksi (2/1)
- EN 14476 +A1 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 16615 Kvantitatiivinen bakterisidinen ja yestisidinen testi ei-huokoisille pinnoille mekaniikkaa käyttäen terveydenhuollossa (2/1)

Käyttöohje

Noudata desinfioitavan välineen tai kohteen valmistajan ohjetta soveltuvista desinfektioaineista. Tarkista, että pakkauksen säilyvyysaika on voimassa. Jos pinta on likainen, käytä yksi pyyhe ensin puhdistamiseen ja toinen pyyhe desinfektioon. Desinfioi kädet ja pue suojakäsineet. Ota pyyhe ja sulje pakkaus huolellisesti. Pyyhi pinta, anna kuivua, älä kuivaa. Tuote vaahtoa pyyhkimisen aikana ja vaahto häviää, kun pinta on kuivunut. Laita käytetty pyyhe suoraan jätteisiin.

Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet.

HUOM! Merkitse pakkaukseen päivä, jolloin pakkaus on avattu ensimmäisen kerran.

Koko

20 x 30 cm

Tuotenumerot, pakkaukset ja EAN

15768673 25 kpl/pkt ME 20 pkt 6414504950732

Pakkaus ja ympäristö

Pakkaukset ja pyyhkeet ovat kierrätettäviä. Pyyhkeiden materiaali on 50 g non-woven polyesteri. Pakkaukset ovat PET/PE-muovia. Sekä pyyhkeet että pakkaukset ovat kierrätettäviä ja voidaan hävittää energiajätteenä.

Säilyvyys ja kelpoisuus aika

Säilyvyys avaamattomana 3 vuotta valmistuksesta ja 6 kuukautta avaamisen jälkeen.

Alkuperämaa

Iso-Britannia

Koostumus

2-Aminoetanoli < 1 %
Didekyylimetyyliammoniumkloridi < 1 %
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine < 1 %
Alkoholietoksyalaatti

pH 10

20180731

Berner Pro

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki, puh. 020 690 761, pro@berner.fi, www.berner.fi/pro

BERNER