

Desinfektol® T

Etanolipohjainen monikäyttödesinfektioaine

EN 13697 • EN 13727 • EN 14476 (noro) • EN 14561

Desinfektol T on etanolipohjainen tehokas desinfektioaine pinoille ja välineille. Desinfektol T on mikrobisidisesti tehokas ja desinfektioajaltaan nopea. Pinta-aktiivisen ainesosan ansiosta tuote kestää orgaanista rasiitusta ja tunkeutuu lian läpi, joten esipuhdistusta ei tarvita. Tuotteen pH on neutraali. Desinfektol T ei sisällä hajusteita tai väriaineita. Desinfektol T sopii sellaiseen kaikkien alkoholia kestävien pintojen – myös useimpien muovimateriaalien – puhdistukseen ja desinfectioon kaikkialla teollisuudessa, elintarvikehygieniassa, eläinten hoidossa jne.

Mikrobisidinen teho

Desinfektol T:n bakteeri- ja sieniteho on testattu vaikeimmissa tällä hetkellä olemassa olevissa testiolosuhteissa orgaanisen lian läsnäollessa lasialustalle kiinnitetyille mikrobeille.

Tuotteella on tutkitusti hyvä mikrobisidinen teho ja se täyttää seuraavien EN-standardien vaatimukset:

- EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti ei-huokoisille materiaaleille bakterisidisen ja/tai fungisidisen tehon osoittamiseksi ilman mekaanista hankausta (faasi 2/vaihe 2)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 14561 Kvantitatiivinen carrier-testi bakterisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfectioon terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 14476 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

Käyttöohje

Välineet voidaan desinfectoida kosteapyyhinnällä tai upottamalla. Kostuta kertakäyttöpyyhe Desinfektol T:llä ja pyyhi desinfectoitava väline huolellisesti. Huomioi pyyhkeen riittävä kosteus. Jos pyyhe tuntuu kuivalta, etanoli on haihtunut eikä tehoa. Uputusdesinfectioaika 5 minuuttia. Näkyvästi likaiset välineet tai välineet, joissa on kuivunutta likaa, on esipestävä ennen Desinfektol T:llä käsitteilyä. Jälkihuuhtelu tapauskohtaisesti.

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

13240142 5 L kanisteri ME 3 kpl 6414504608855



Pakkaus ja ympäristö

Pakkaukset ovat kestävää PE-HD -muovia ja 100 ml pullo PET-muovia, jotka ovat ympäristöstävällisiä, kierrätyskelpoisia ja poltettavia materiaaleja. Pumpupullon pumpu hävitetään sekajätteeseen sen sisältämän metallin takia. Pakkausten ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu. Tuotteen kaikki ainesosat ovat biologisesti hajovia.

Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Huoneenlämmössä 5 vuotta suljettuna ja avaamisen jälkeen 2 vuotta.

Turvallisuus

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinoilta, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytettävä pystyasennossa.

Alkuperämaa

Suomi

Koostumus

Etanoli 70 p-%/76,9 t-%
Desinfectioivina tehoaineina lisäksi:
Alkyylidimetyyliälibentsyyliammoniumkloridi
Aqua ad 100 %

pH n. 7,0

20200320