

Spiritus Fortis®

Ethanolum (50%, 70%, 80%, 96%)

Puhdas etanoli



Tuote Spiritus Fortis 96% täyttää Euroopan farmakopean (Ph. Eur.) laatuvaatimukset.

Käyttöohje

Käytetään lääkinällisiin tarkoituksiin, puhdistukseen ja desinfektioon sekä laboratorioanalyysissä. Lisäksi soveltuu käytettäväksi liuottimena.

Pakkaus ja ympäristö

Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Pakkaus on kestävää PE-HD-muovia, joka on ympäristöystävällinen, kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. Pakkauksen ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu. Etanoli on helposti biohajoava aine.

Säilytys ja tuotteen turvallinen käyttö

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhdottava huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Suojattava lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty välittömässä läheisyydessä. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Lisätietoja turvallisuudesta löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.

Alkuperämaa

Suomi

Koostumus

Spiritus Fortis 50%

ethanol 42,4 p-% / 50 t-%

Spiritus Fortis 70%

ethanol 62,4 p-% / 70 t-%

Spiritus Fortis 80%

ethanol 73,5 p-% / 80 t-%

Spiritus Fortis 96%

ethanol 94 p-% / 96 t-%

Spiritus Fortis til-50%

13210324 500 ml muovipullo ME 12 kpl 6414504287562
Säilyvyysaika avaamattomalle tuotteelle 5 vuotta valmistuksesta.
Avattu tuote säilyy 2 vuotta.

Spiritus Fortis til-70%

13210424 500 ml muovipullo ME 12 kpl 6414504281522
Säilyvyysaika avaamattomalle tuotteelle 5 vuotta valmistuksesta.
Avattu tuote säilyy 2 vuotta.

Spiritus Fortis til-80%

13210524 500 ml muovipullo ME 12 kpl 6414504168793
Säilyvyysaika avaamattomalle tuotteelle 5 vuotta valmistuksesta.
Avattu tuote säilyy 2 vuotta.

Spiritus Fortis til-96%

13210124 500 ml muovipullo ME 12 kpl 6414500007089
Säilyvyysaika avaamattomalle ja avatulle tuotteelle 12 kk valmistuksesta.

13210132 5 L muovikanisteri ME 3 kpl 6414504139786
Säilyvyysaika avaamattomalle ja avatulle tuotteelle 24 kk valmistuksesta.

LUVANVARAISIA TUOTTEITA

20220919