

Pikaohje MEMOplannerin käyttämiseen


Vaihe vaiheelta etenevä kuvaus toimintojen lisäämisen, muokkaamiseen ja poistamiseen

Generation 4



Lisää aktiviteetti

1. Napauta .
2. Valitse **Uusi aktiviteetti** tai **Malleista**.



Toimintoja, jotka on valmisteltu etukäteen ja tallennettu malleina, on helppoa ja nopeaa käyttää.



Lisää aktiviteetti

3. Valitse **Kuva** (valinnainen).
4. Syötä **Nimi**.




Lisää aktiviteetti

5. Valitse **Päivämäärä**.
6. Valitse **Aika** (Päätymisaika on valinnainen) tai valitse **Koko päivä**.







Koko päivä: Enable if an activity does not need a start or end time, such as someone's birthday. The activity appears below the date and time information in the daily calendar.





Lisää aktiviteetti


7. Valitse **Kategoria**. (Vasen tai Oikea).

+ Uusi aktiviteettiä

Nimi  Hälytys  Toistuminen  Ekstrat 

Kuva  Nimi


Päivämäärä  (Tänään) 4. marraskuuta 2022 >

Aika  Koko päivä ☐

Kategoria ☐ Vasen ☒ Oikea

☒ Tarkistettava

< Takaisin




Vasen/Oikea: Toiminta kuvataan nyt aikajanan oikealla tai vasemmalla puolella.

Lisää aktiviteetti

8. Valitse **Tarkistettava** and **Poista päivän lopussa**.
9. Valitse **Käytettävissä**.

Jos on valittu "Tarkistettava":
 Voit merkitä aktiviteetti suoritetuksi ja näet selkeästi tarkista kalenterissa.

Jos on valittu "Poista päivän lopussa": Toiminta on poistettu kalenterista seuraavana päivänä.





Käytettävissä: Aktiviteetti on näkyvissä myAbilia kalenterissa Vain minulle, Kaikki tukihenkilöt tai Valitut tukihenkilöt.

HUOMAA

Saatavilla"-asetukset näytetään vain, jos kirjaututtuun tiliin on yhdistetty tukihenkilöitä. Tukihenkilöt lisätään myAbilian kautta.

Lisää aktiviteetti – Hälytys


10. Valitse painike **Hälytys** .
11. Valitse, miten aktiviteetti **hälytys**.
12. Valitse, käynnistyykö **Vain hälytys alkamisaikaan**.



The image shows two screenshots of the ABILIA app interface. The left screenshot is titled 'Uusi aktiviteetti' (New activity) and features a top bar with icons for 'Nimi' (Name), 'Hälytys' (Alarm), 'Toistuminen' (Repetition), and 'Ekstrat' (Extras). Below this, the 'Hälytys' (Alarm) section is active, showing a 'Hälytys + värinä' (Alarm + vibration) option with a right arrow, and a 'Vain hälytys alkamisaikaan' (Only alarm at start time) toggle switch. The 'Muistutukset' (Reminders) section includes buttons for '5 min', '15 min', '30 min', '1 tunti', '2 tunnit', and '1 päivä'. The 'Puhe' (Voice) section has 'Puhe aloitusaikaan' (Voice start time) and 'Puhe päättymisaikaan' (Voice end time) options. The right screenshot is titled 'Valitse hälytys' (Select alarm) and shows four options: 'Hälytys + värinä' (selected with a green border and a green circle), 'Värinä (jos käytettävissä)' (Vibration (if available)), 'Äänetön hälytys' (Silent alarm), and 'Ei hälytystä' (No alarm). Both screens have a bottom bar with 'Takaisin' (Back) and 'Tallenna' (Save) buttons on the left, and 'Peruuta' (Cancel) and 'OK' buttons on the right.

Lisää aktiviteetti – Muistutukset

13. Valitse **Lisää muistutukset**, jos haluat muistutuksen ennen aktiviteetti aloittamista.



Uusi aktiviteetti

Nimi Hälytys Toistuminen Ekstrat

Hälytys

Hälytys + värinä

Vain hälytys alkamisaikaan

Muistutukset

5 min 15 min 30 min 1 tunti 2 tuntia

1 päivä

Puhe

Puhe aloitusaikaan

Puhe päättymisaikaan


Takaisin Tallenna

Muistutukset: Valitse vähintään yksi aika, jolloin muistutuksen pitäisi kuulua ennen aktiviteetin alkamista.

Extrat

Lisää aktiviteetti Tarkistuslista tai Huomautus


14. Napauta painiketta **Extrat** .
15. Valitse **Lisää tarkistusluettelo** tai **Lisää muistiinpano**.
Valitse kirjastosta  tai luo itse oma versio.



Lisää aktiviteetti – Toistuminen

16. Paina painiketta **Toistuminen** .


17. Valitsee, toteutuuko aktiviteetti kerran tai useamman kerran.
Esimerkiksi joka tiistai ja torstai.




Lisää aktiviteetti – Tallenna

18. Napauta **Tallenna**.


Toiminta on nyt tallennettu ja näytä kalenterissa.



Muokkaa tai Poista aktiviteetti




Napauta aktiviteetti päiväkalenterissa.




*Napauta tähän **aktiviteetti** poistamiseen*


*Napauta tähän **aktiviteetti** muokkaamiseen*




Vaihda aikapilarin ja luettelon välillä



Napauta "silmaa".



Valitse "Luettelo".



Listanäkymä.



Turvallisuus - ja itsenäisyystuki

Lue lisää www.abilia.com tai
skannaa QR-koodi älypuhelimien kameralla
käyttöohjeiden uusimpien versioiden katsomiseen

