

BERNER

MEDICAL

BERNER

**HUOMISEN
PUOLUSTAJA**
Yli 100 vuoden
kokemuksella



Liikkuminen
via GO -työntöapu

VIA GO - VAIVATONTA TYÖNTÄMISTÄ

Helppokäyttöinen työntöavustin pyörätuolille.

Toisinaan jopa epätasainen jalkakäytävän pinta tai pieni kaltevuus voi muodostua ylittämättömäksi esteeksi jokapäiväiselle liikkumiselle. Alberin tehokas ja helppokäyttöinen työntöavustin via GO tarjoaa aina oikean määrän apua pyörätuolin työntäjälle ja auttaa voittamaan tällaiset esteet vaivattomasti. Laajenna liikkuvuuttasi ja nauti vaivattomista pyörätuoliretkistä.

Laadukas ja pienikokoinen työntöavustin sopii lähes kaikkiin yleisiin pyörätuolimalleihin. Oma lääkinnällisten laitteiden jälleenyymyjänne tarkistaa, onko pyörätuolinne yhteensopiva, ja antaa asiantuntevaa tukea asennukseen.

KOMPAKTI JA KÄTEVÄ

Kokeile ja ylläty: huippukäytännöllinen.

Käytännöllisyytensä ansiosta via GO:sta tulee jokapäiväinen kumppanisi – niin päivittäisissä askareissa kuin pidemmillä retkillä. Pienten mittojensa ja kevyen rakenteensa ansiosta työntöavustin on erittäin helppokäyttöinen. Se voidaan irrottaa nopeasti ja helposti vie erittäin vähän tilaa.

VAHVA JA KESTÄVÄ

Vaivatonta: säästä voimiasi.

Joka kaupungissa on rinteitä ja luiskia. via GO antaa tarvittaessa juuri oikean määrän työntöapua – jopa 16 kilometrin matkalle!

HELPPOKÄYTTÖINEN JA MONIPUOLINEN

Fiksusti suunniteltu: helppo käyttää.

via GO on niin helppokäyttöinen, että voit alkaa käyttämään sitä heti ilman sen syvällisempää opiskelua. Suuret, selkeästi muotoillut painikkeet tekevät laitteen hallinnasta helppoa. Pyörätuolin voi myös taittaa kokoon irrottamatta via GO:ta.

LUOTETTAVA JA TURVALLINEN

Alberin laatu: korkeinta luokkaa.



via GO®



Tuotetiedot	
Mitat	
Ajoyksikkö	170,2 x 238,8 x 269,2 mm (L x K x P)
Ohjausyksikkö	35,6 x 94,0 x 27,9 mm (L x K x S)
Nopeus	1,5 – 5,5 km/h
Ajomatka	16 km integroitu ladattava litiumioniakku*
Suurin paino	150 kg (käyttäjän paino) **
Suurin kaltevuus	16%**
Paino	
Latauslaite	0,54 kg
Ajoyksikkö	5,84 kg
Ohjausyksikkö	0,14 kg


* riippuu käyttäjän painosta, maastosta ja ympäristön lämpötilasta ISO 7176-4 standardin mukaisesti

**Voi olla pienempi riippuen pyörätuolin mallista ja avustajasta

TEE ARJESTASI HELPOMPAA.

via GO:n hallinta ja osien asennus on äärimmäisen helppoa.

1. Pieni ja ergonominen ohjausyksikkö kiinnitetään yksinkertaisesti pyörätuolin työntökahvoihin.
2. Fiksun asennustelakan ansiosta pyörätuoli voidaan taittaa kokoon normaalisti työntöavustinta irrottamatta.
3. Kevyen rakenteen ja reilun kokoisen kahvan ansiosta ajoyksikkö on erittäin helppo kiinnittää pyörätuoliin ja irrottaa siitä





Jäikö jokin asia askarruttamaan? Autamme mielellämme!

medlab.tilaukset@berner.fi | 020 690 761 | www.bernermedical.fi

Tilaukset:

medlab.tilaukset@berner.fi

Reklamaatiot sekä tuotteiden käyttöön liittyvät ongelmatilanteet:

med.huolto@berner.fi | 020 690 761

BERNER
MEDICAL

Berner Medical on terveydenhuollon ammattilaisten luotettava kumppani. Parannamme elämänlaatua tarjoamalla ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Palvelemme julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa, hoivasektoria sekä ammattipuhtauteen erikoistuneita yrityksiä. Vahvuuksiamme ovat kattava tuotevalikoima, toimitusvarmuus, tuotekoulutus ja monialainen asiantuntijuus.

Tutustu meihin www.bernermedical.fi.