

KIRURGINEN SUU-NENÄSUOJUS (TYPE IIR)



Kertakäyttöinen kirurginen suu-nenäsuojus tarkoitettu pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön leikkaussalissa infektioiden leviämisen riskin vähentämiseksi ja suojaamaan potilaita pisaroiden siirtymiseltä terveydenhoidon ammattilaisista. Kirurginen suu-nenäsuojus suojaa mahdollisilta kontaminoituneilta nesteroiskeilta eli käyttäjän hengityksen, yskimisen ja aivastuksen aiheuttamilta pisaroilta. Tuotteella on CE-merkintä ja sen standardin EN 14683:2019+AC:2019 mukainen suojausluokka on Type IIR.

Ominaisuudet

Tuotteen väri: Sininen
Materiaali: non-woven
CE -merkintä: Kyllä
Nukkaamaton: Kyllä

Suu-nenäsuojuksen mitat:
Korkeus: 8 cm
Leveys: 19 cm
Syvyys: 10 cm

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

1054120 50 kpl/pkt 6973163400052

Käyttöohjeet

Desinfioi kädet huolellisesti ennen kuin asetat kirurgisen suu-nenäsuojuksen kasvoille. Aseta suu-nenäsuojus kasvoille korvien taakse tulevien nauhojen avulla. Muotoile suojus nenän juureen tiiviisti siten, että nenä peittyy sen alle. Älä koskettele suojusta käytön aikana.

Turvallisuus

Suu-nenäsuojus on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen se hävitetään sekajätteen mukana.

Valmistusmaa

Kiina

Valmistaja

Kingfa

Maahantuoja

RCK Finland Oy
Kisällintie 11 A, 01730 Vantaa

20201028