

EASYSTAND EVOLV LISÄVARUSTEINEEN

KUNTOUTUS JA TERAPIA



BERNIER

**HUOMISEN
PUOLUSTAJA**

Yli 100 vuoden
kokemuksella

MODULAARINEN EASYSTAND EVOLV – MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN SEISOMATELINE

EasyStand Evolvin modulaarinen rakenne tekee siitä markkinoiden monipuolisimman seisomatelineen. Evolvilla istumasta seisomaan nousu tapahtuu luonnollisen liikkeen kautta. Seisomatelineeseen on saatavilla yli 60 asennon tukemiseen tarkoitettua lisäosaa. Alusta soveltuu monenlaisille käyttäjille ja lisäosia voidaan ottaa käyttöön käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan.

TUOTETIEDOT	EVOLV M	EVOLV L	EVOLV XT
Maksimikäyttäjäpaino	90 kg	127 kg	159 kg
Käyttäjän pituus	122–168 cm	152–188 cm	183–208 cm
Säärimitta	26–46 cm	36–53 cm	43–58 cm
Istuinsyvyys	36–48 cm	46–58 cm	51–64 cm
Istuinkorkeus lattiasta	55 cm		60 cm
Polvitukien syvyys	9–15 cm		12–18 cm
Kokonaispaino	46 kg	47 kg	51 kg
Kokonaismitta (L x S)	67x85 cm		70x95 cm



EasyStand
standing made easy

LISÄVARUSTEET

Runkomallit



PNG50025 Itse kelattava runko
Mahdollistaa liikkumisen kelaamalla. Sisältää käännettävät polvituet ja kelausvanteet, ajopyörien lukot ja suljetun ketjuvetoisen ajomekanismin. Ei saatavilla erikseen säädettävien polvitukien kanssa.



PNG50417 Sivuun kääntyvä etuosa
Mahdollistaa pöydän ja polvitukien kääntämisen sivuun minimaalisella nostamisella, tarjoten lisää tilaa avustetuille siirtymisille. Sisältää mustan muotoillun pöydän. Ei saatavilla XT-malliin tai itsekelattavaan runkomalliin.



PNG50428 Sivuun kääntyvä etuosa Shadow Tray -pöydälle
Mahdollistaa pöydän ja polvitukien kääntämisen sivuun mahdollisimman vähällä nostamisella, tarjoten lisää tilaa avustetuille siirtymisille. Sisältää mustan muotoillun pöydän. Ei saatavilla XT-malliin tai itsekelattavaan runkomalliin.



PNG50314 Kääntyvät etupyörät



PNG50483 Kääntyvät etupyörät sivuun kääntyvään etuosaan

Lukittavat kääntyvät etupyörät tekevät seisomatelineen ohjauksesta ja siirtämisestä helpompaa. Korvaavat tavalliset etupyörät. Laajentaa tukialaa 71 x 91 cm:iin. Ei saatavissa itsekelattavaan runkomalliin.

Istuimen säätö



PNG50499 Istuinsyvyuden säädin

Rullalaakerisäädin tekee istuinsyvyyden säätämisestä sulavaa. Helppo-käyttöinen säädin on tilattava seisomatalineen tilauksen yhteydessä.

Hissimekanismit ja käyttökahvat

PNG50010 Pow'r Up - sähköinen hissi

Nostaa käyttäjän seisoma-asentoon napin painalluksella. Sisältää kevyen hallintalaitteen, ladattavan akun ja laturin, Linak®-aktuattorin ja hätävapauttimen.



PNG50044 Käyttökahvan lisäosa, kolmipäinen
Voidaan liittää käyttökahvaan sellaisille käyttäjille, joiden käsien näppäryys on rajallinen. Soveltuu eri kokoisille käsille. Ei saatavilla sähköisen hissin kanssa. Vaatii hydraulisen aktuattorin.

PNG50070 Käyttökahvan lisäosa, T-malli

Voidaan liittää käyttökahvaan käyttäjille, joilla on vajaat käsien liikeradat. Helpottaa ensimmäisiä pumppauksia ja laskeutumista. Lisää 18 cm leveyttä kumpaankin suuntaan. Ei saatavilla sähköisen hissin kanssa. Vaatii hydraulisen aktuattorin.



PNG50328 Säädettyä/irrotettava käyttökahva

Säädettyvällä ja irrotettavalla käyttökahvalla voidaan mukauttaa etäisyyttä aktuattorin käyttökahvaan seisomanostimen käyttäjän tarpeiden mukaan. Ei saatavilla sähköisen hissin kanssa.

Shadow Tray -pöydät

Kaikki Shadow Tray -pöydät sisältävät suuren muotoillun ja säädettävän rintakehätuen. Shadow Tray -pöytien käyttö edellyttää selkäosan käyttöä. Ei saatavilla itse kelattavaan runkomalliin.



PNG50471-1 Shadow Tray -pöytä 7"

Etäisyys istuimesta pöytään 17,8 cm (7"). Selkänojan ja pöydän välinen etäisyys 9-38 cm.



PNG50474-1 Syvä Shadow Tray -pöytä 7"

Etäisyys istuimesta pöytään 17,8 cm (7"). Selkänojan ja pöydän välinen etäisyys 19-48 cm.



PNG50130-1 Shadow Tray -pöytä 10"

Etäisyys istuimesta pöytään 25,4 cm (10"). Selkänojan ja pöydän välinen etäisyys 9-38 cm.



PNG50334-1 Syvä Shadow Tray -pöytä 10"

Etäisyys istuimesta pöytään 25,4 cm (10"). Selkänojan ja pöydän välinen etäisyys 19-48 cm.




PNG50026 Shadow Tray -pöytä 12"

Etäisyys istuimesta pöytään 30,5 cm (12"). Selkänojan ja pöydän välinen etäisyys 9-38 cm.



PNG50332 Syvä Shadow Tray -pöytä 12"

Etäisyys istuimesta pöytään 30,5 cm (12"). Selkänojan ja pöydän välinen etäisyys 19-48 cm.



PNG50347 Läpinäkyvä pöytälevy Shadow Tray -pöytään

Akryylinen, läpinäkyvä pöytälevy oletuksena toimitettavan mustan muotoillun pöytälevyn tilalle. Pöytälevyn koko on 53 x 61 cm. Ei saatavilla itsekelattavaan runkomalliin.

Eteen kiinnitettävät pöydät



PNG50247-1 Musta muotoiltu pöytä

Tarjoaa pöytätilaa ja tukee käyttäjää edestä seisoma-asennossa. Korkeus ja syvyys säädettävissä. Pöytälevyn koko 53 x 61 cm.



PNG50248-1 Läpinäkyvä pöytä

Akryylinen pöytä tarjoaa pöytätilaa ja tukee käyttäjää edestä seisoma-asennossa. Korkeus ja syvyys säädettävissä. Pöytälevyn koko 53 x 61 cm.




PNG50368-1 Musta muotoiltu ja kulmasäädettävä pöytä

Kulman säätö 0-35°. Kulmasäädettävä pöytä tarjoaa tukea käsivarsille ja tuo aktiviteetit lähemmäksi käyttäjää. Pöytälevyn koko 53 x 61 cm.



PNG50366-1 Läpinäkyvä kulmasäädettävä pöytä

Kulman säätö 0-35°. Kulmasäädettävä pöytä tarjoaa tukea käsivarsille ja tuo aktiviteetit lähemmäksi käyttäjää. Pöytälevyn koko 53 x 61 cm.



PNG50194-1 Suurikokoinen läpinäkyvä pöytälevy

Suuri akryylinen pöytälevy tarjoaa enemmän tilaa lukemiselle ja toiminnallisille aktiviteeteille. Pöytälevyn koko on 74 x 56 cm. Ei saatavilla Shadow Tray -pöytään tai itsekelattavaan runkomalliin.

Eteen kiinnitettävät pöydät sivuun kääntyvään etuosaan

Nämä pöydät on suunniteltu käytettäväksi vain sivuun käännettävän etuosan kanssa.



PNG50418-1 Musta muotoiltu pöytä

Tarjoaa pöytätilaa ja tukee käyttäjää edestä seisoma-asennossa. Sisältää rintakehätuen, korkeus ja syvyys säädettävissä. Pöytälevyn koko 53 x 61 cm.



PNG50456 Läpinäkyvä pöytä

Erityisesti sivuun kääntyvään etuosaan suunniteltu läpinäkyvä pöytä. Pöytälevyn koko 53 x 61 cm).



PNG80490-1 Musta muotoiltu ja kulmasäädettävä pöytä

Kulman säätö 0-35°. Kulmasäädettävä pöytä tarjoaa tukea käsivarsille ja tuo aktiviteetit lähemmäksi käyttäjää.



PNG50458 Suurikokoinen läpinäkyvä pöytä

Erityisesti sivuun kääntyvään etuosaan suunniteltu läpinäkyvä pöytä. Pöytälevyn koko 74 x 56 cm).



PNG50489 Läpinäkyvä kulmasäädettävä pöytä

Kulman säätö 0-35°. Kulmasäädettävä pöytä tarjoaa tukea käsivarsille ja tuo aktiviteetit lähemmäksi käyttäjää.



PNG50491 Suurikokoinen läpinäkyvä ja kulmasäädettävä pöytä

Kulman säätö 0-35°. Kulmasäädettävä pöytä tarjoaa tukea käsivarsille ja tuo aktiviteetit lähemmäksi käyttäjää.

Pöydät itse kelattavaan runkoon



PNG50327 Läpinäkyvä kulmasäädettävä pöytä itsekelattavaan runkoon
Kulman säätö 0-35°. Kulmasäädettävä pöytä tarjoaa tukea käsivarsille ja tuo aktiviteetit lähemmäksi käyttäjää. Pöytälevyn koko 53 x 61 cm. Ei saatavilla Shadow Tray -pöytään.

PNG50372-1 Läpinäkyvä pöytä itsekelattavaan runkomalliin
Pöytälevyn koko 56 x 48 cm.

Pöytien lisäosat

PNG30000 Suuri muotoiltu rintakehätki
Kiinnitetään pöytään tai kiinnityslevyyn. Tukee käyttäjää edestä. Korvaa oletuksena toimitettavan rintakehätuen. Ovaalin muotoisen tyynyn koko on K24 x L38 cm. Ei saatavilla kyynärtukien kanssa.



PNG30295 Pehmustettu pöytälevyn päällinen

Kiristysnarulla kiinnitettävä pehmustettu päällinen sopii kaikkiin tavallisiin kokoihin pöytälevyihin.

PNG50042 Otekahvat

Auttaa käsien ja käsivarsien tukemisessa ja linjauksessa. Helposti siirrettävissä haluttuun kohtaan. Kiinnitetään imukupeilla. Vaatii läpinäkyvään pöytälevyyn.



Polvituet



PNG50460-1 Ylös käännettävät polvituet

PNG50424-1 Ylös käännettävät polvituet sivuun kääntyvään etuosaan

Kaikkien erikseen säädettävien polvitukimallien leveyden säätö (polvitukien keskipisteiden väli) 24-34 cm. Etäisyys istuimen etureunasta 3-19 cm. Korkeus istuimen navasta +/-13 cm. Ei saatavilla itse kelatavaan runkomalliin.



PNG50522 Erikseen säädettävät polvituet



PNG50528 Erikseen säädettävät polvituet sivuun kääntyvään etuosaan



PNG50524 Erikseen säädettävät Roho® Dry Floatation® -tekniologiaa.



PNG50530 Erikseen säädettävät Roho® Dry Floatation® -tekniologiaa.

Jalkalevyt ja jalkalevyjen lisäosat

Velcron ja D-renkaan avulla säädettävät nilkkahihnat pitävät jalat halutussa linjauksessa. Kaksi vaihtoehtoista kiinnityskohtaa.



PNG30030 Nilkkahihnat 15"
Hihnan pituus 38 cm (15").



PNG50505 Nilkkahihnat 21"
Hihnan pituus 53 cm (21")



PNG30031 Varmuushihnat nilkoihin 15"
Hihnan pituus 38 cm (15").



PNG50506 Varmuushihnat nilkoihin 21"
Hihnan pituus 53 cm (21")



PNG50015-1 Moniulotteisesti säädettävät jalkalevyt
Jalkalevyt voidaan säätää erikseen. Korkeussäätö 2,5-13 cm lattiasta, plantaari-/dorsifleksio +/-20°, +15° jalkaterän kulma ulospäin. Suositellaan käyttäjille, joiden pituus on vähintään 178 cm.

Istuimet ja istuinten lisäosat



PNG30023 Roho-istuin
Roho® Dry Floatation® teknologia maksimoi painon jakautumisen. Roho-upotteen koko on 30 x 30 cm. Korvaa tavallisen istuimen.



PNG30270 Siirtymistä tukeva istuin
Antaa tukea sivusuuntaisiin siirtymiin. Saattaa korvata siirtoalustan. Koko 58 x 54 cm (L x S).

Lantiotuet tukevat lantion symmetristä linjausta istuma-asennosta seisoma-asentoon. Pehmusteen koko on 10 x 16 cm.

PNG50161 Lantiotuet – säätöväli 10"-15"
M-koon seisomanostimessa säätöväli on 23-38 cm (9"-15"). L-koon seisomanostimessa säätöväli on 25-38 cm (10"-15").

PNG50198 Lantiotuet – säätöväli 12"-17"
M-koon seisomanostimessa säätöväli on 28-43 cm (11"-17"). L-koon seisomanostimessa säätöväli on 30-43 cm (12"-17"). Shadow Tray -pöydän käyttö rajoittaa mahdollista säätöväliä.

PNG50518 Lantiotuet – säätöväli 17"-23"
Säätöväli 43-58 cm (17"-23").

PNG50324 Kääntyvä istuin
Istuimeen upotettu kääntyvä kiekko vähentää hankausvoimaa siirrettäessä seisomateelineen käyttäjän jalkoja paikoilleen. Kiekko kääntyy 90° vasemmalle ja oikealle ja lukittuu paikoilleen.



Selkäosat



PNG50062 Muotoiltu selkäosa 15"
Selkänojan yläreunan korkeus istuimesta 38 cm (15")



PNG50066 Tasainen selkäosa 15"



PNG50068 Muotoiltu selkäosa 19"
Selkänojan yläreunan korkeus istuimesta 48 cm (19")



PNG50067 Tasainen selkäosa 19"



PNG50172 Irrotettava muotoiltu selkäosa 15"



PNG50171 Irrotettava tasainen selkäosa 15"



PNG50174 Irrotettava muotoiltu selkäosa 19"



PNG50173 Irrotettava tasainen selkäosa 19"

Irrotettava selkäosa kiinnitetään kahdella sormiruuville. Mahdollistaa pääsyn seisomanostimen käyttäjän taakse henkilönostimen käyttöä varten.

Asennon ja ylävartalon tuenta

Kaikkien asennon ja ylävartalon tuennan lisävarusteiden käyttö vaatii selkäosan.



PNG50034 Lisäosien kiinnityslevy
Tarvitaan hartioivöiden, ylävartalotukien, hartioivöiden korkean kiinnityslevyn, päätukien ja työntökahvojen kiinnittämiseen.



PNG11212 Korkea kiinnityslevy
Siirtää hartioivöiden kiinnityspisteen ylemmäs, jolloin hartiat saadaan pidettyä halutussa asennossa. Hartiovyö ei sisälly kiinnityslevyyn. Selkäosan lisäksi vaatii lisäosien kiinnityslevyn.



PNG30029 Lantiovyö tarranauha-kiinnityksellä
5 cm leveä lantiovyö säädetään oikeaan pituuteen D-renkaan tarranauhakiinnityksen avulla. Käyttäjille, joiden lantion ympärysmitta on 66-140 cm.



PNG30028 Lantiovyö solkikiinnityksellä
5 cm leveä lantiovyö säädetään oikeaan pituuteen lentokonetyypillä turvavyön soljella. Käyttäjille, joiden lantion ympärysmitta on 66-140 cm.



X- ja Y-mallisten hartioivöiden materiaali on neopreeni.

PNG30056 Hartiovyö, X-malli
Koko 37 x 27 cm (P x L).

PNG30170 Hartiovyö, X-malli
Koko 28 x 24 cm (P x L).

PNG30021 Hartiovyö, Y-malli
Koko 52 x 32 cm (P x L).

PNG30171 Hartiovyö, Y-malli
Koko 44 x 29 cm (P x L).



Rintakehävyöt säädetään tarranauhan ja D-renkaan avulla.

PNG50192 Rintakehävyö
Pehmusteen koko 13 x 48 cm (L x P). Käyttäjille, joilla rintakehän ympärysmitta on 76-117 cm.

PNG50193 Rintakehävyö
Pehmusteen koko 13 x 61 cm (L x P). Käyttäjille, joilla rintakehän ympärysmitta on 86-137 cm.

PNG50504 Rintakehävyö
Pehmusteen koko 13 x 61 cm (L x P). Käyttäjille, joilla rintakehän ympärysmitta on 116-167 cm.

PNG30306 Lantiovyö tarranauha-kiinnityksellä



PNG50176 Ylävartalotuet – L 28-49,5 cm

PNG50224 Ylävartalotuet – L 20-42 cm

Monipuolisesti säädettävät ylävartalotuet voidaan irrottaa siirtymisiä varten. Syvyys 8 cm. Korkeus 10-30 cm. Pehmusteen koko 10 x 15 cm. Selkäosan lisäksi vaatii lisäosien kiinnityslevyn.



P600002 Selkäosan kulman säätöpyörä
Mahdollistaa selkäosan kulman nopean säädön ympäristöissä, joissa seisomateelineellä on useita käyttäjiä. Korvaa vakiovarusteena tulevan sormiruuvin.

Päätuet



PNG50037 Päätuki – korkea
15 tuuman korkuisen selkäosan kanssa säätöväli on 58-81 cm (23"-32").
19 tuuman korkuisen selkäosan kanssa säätöväli on 64-86 cm (25"-34").



PNG50240 Päätuki – matala
15 tuuman korkuisen selkäosan kanssa säätöväli on 53-76 cm (21"-30").
19 tuuman korkuisen selkäosan kanssa säätöväli on 58-81 cm (23"-32").

Päätukien asentamiseksi on käytettävä lisäosien kiinnityslevyä.

Muut lisävarusteet



P80246 Kulmamittari
Auttaa terapeuttia seisomisen edistymisen seurannassa. Asennetaan seisomatalineeseen.

P80809 Työkalupussi

Seisomatalineen mukana toimitettujen työkalujen säilyttämiseen. Voidaan kiinnittää seisomatalineeseen tarranauhoilla.



PNG50040 Työntökahvat

Helpottavat seisomatalineen työntämistä. Edellyttävät selkäosan käyttöä.





Jäikö jokin asia askarruttamaan? Autamme mielellämme!

medlab.tilaukset@berner.fi | 020 690 761 | www.bernermedlab.fi

BERNER

Berner Medical on terveydenhuollon ammattilaisten luotettava kumppani. Parannamme elämänlaatua tarjoamalla ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Palvelemme julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa, hoivasektoria sekä ammattipuhtauteen erikoistuneita yrityksiä. Vahvuuksiamme ovat kattava tuotevalikoima, toimitusvarmuus, tuotekoulutus ja monialainen asiantuntijuus.

Tutustu meihin www.bernermedlab.fi.