

BODYPOINT

VYÖT JA TUET



BERNIER

**HUOMISEN
PUOLUSTAJA**

Yli 100 vuoden
kokemuksella

YLÄVARTALON VYÖT

Rintavyö Monoflex

Rintavyö Monoflex on tarkoitettu voimakasta, mutta mukavaa tukea vatsalle tai rinnalle tarvitsevalle. Venyvä ja pehmustettu vyö venyy juuri sopivasti, jotta se on mukava tarjoten kuitenkin tukea myös spastisille käyttäjille. Vyö parantaa hengitystä ja puhetta käytettäessä vatsan yläosassa. Voidaan käyttää myös jaloille. Yksiosainen rakenne, jonka kiinnityskohdat ovat käsien alla.

Kokotaulukko s. 7.



KOKO	TUOTEKOODI
XS	SH120XS-B2
S	SH120S-B2
M	SH120M-B2
L	SH120L-B2
XL	SH120XL-B2

Aeromesh suihkuvyö

Voidaan käyttää rinnalla tai lantiolla. Aeromesh-materiaali on pehmeää ja huokoista, joka päästää veden ja ilman helposti lävitseen.

Kokotaulukko s. 7.



KOKO	TUOTEKOODI
Leveys 10 cm, pituus 61-94 cm	BB101M-1
Leveys 10 cm, pituus 79 - 109 cm	BB101L-1

YLÄVARTALON NELIPISTETUET

H-vyö PivotFit Dynamic

H-vyö PivotFit Dynamic tukee ylävartalon pystyasentoa hartioita tukemalla. H-vyön avulla voidaan helpottaa hengitystä, tukea pään asentoa ja vakautta. Patentoitu joustava rakenne antaa hartioille liikkumavaraa vähentämättä kuitenkaan rintakehän tarvitsemaa tukea. Anatominen muotoilu ja tavallista hartiaavyötä suurempi pinta-ala jakaa paineen tasaisesti tehden hartiaavyöstä mukavan.

Lisää tuotekoodin perään kiinnikkeen koodi.

Kokotaulukko s. 7.

KOKO	TUOTEKOODI
XXS	SH295XXS
XS	SH295XS
S	SH295S
M	SH295M
L	SH295L
XL	SH295XL



STERNUMVYÖ STAYFLEX

Sternumvyö Stayflex tarjoaa vankan tuen ylävartalolle sallien kuitenkin enemmän hartioiden liikettä kuin PivotFit. Patentoitu kahteen suuntaan joustava rakenne estää tuen nousemisen ylös kaulalle eteenpäin nojautuessa.

Lisää tuotekoodin perään kiinnikkeen koodi. Kokotaulukko s. 7.



KOKO	TUOTEKODI
XS	SH351XS
S	SH351S
M	SH351M
L	SH351L
XL	SH351XL

Vöiden kiinnikkeet

Kiinnikkeet Sternumvyö Stayflex sekä H-vyö PivotFit Dynamic ylävartalon tukeen.

Muovinen Flat-Mount



Muovinen Cinch-Mount



Ylävyön ohjurit

Ylävyön ohjurien avulla voit parantaa rintakehän ja hartioiden asentoa ja tehdä asennosta mukavamman. Ohjurien avulla voit käyttää hartia- ja sternumvöitä myös matalien ja muotoiltujen selkäosien kanssa. Niiden avulla voidaan myös säätää korkeustasossa erilaisten tukien kiinnityskohtaa, jolloin tuki saadaan kiinnittämään oikealle korkeudelle.



YLÄVYÖN OHJURI	KOKO
HW100-200-2	Pitkä 200 mm
HW100-150-2	Lyhyt 150 mm

OHJURIN KIINNITYSLEVY	KOKO
HW105L-1	Suuri 270 mm x 75 mm
HW105S-1	Pieni 185 mm x 75 mm

Myydään pareittain. Mukana toimitetaan M6-kiinnittinsarja sekä levikepalat.

LANTIOVYÖT

Lantiovyö, Evoflex

Tämä lantiovyö ei katoa istuintyynyn alle. Sivuilta jäykkä vyö pitää vyön sivut ylhäällä, jolloin ne eivät myöskään sotkeudu pyöriin.

Pehmustettu vyö on mukava ja huomaamaton. Vyötä voidaan käyttää myös säärien tai rinnan edessä.

Mittaohje ja kokotaulukko s. 7.



KOKO	PAINOLUKKO	"REHAB LATCH"	PIENI PAINOLUKKO
S38			EB235-S38
M46	EB205-M46	EB225-M46	
L62	EB205-L62	EB225-L62	

Lantiovyö 4-pt.

Lantiovyö voidaan kiinnittää pyörätuoliin neljästä kohdasta, joka varmistaa lantion pysymisen oikeassa asennossa. Vyön ohjaavat kiinnityskohdat pitävät vyön oikealla korkeudella, jolloin vyö ei nouse ylös tai kierry ja liiku pois paikoiltaan. Kiinnitys kuvan mukaisella Cinch-Mount -kiinnikkeellä.

Korkeatasoisella pehmusteella pehmustettu vyö ei litisty käytössä. Materiaalit ja ompeleet on valittu huomioimalla niiden puhtaana pysyminen. Voidaan konepestä.



KOKO	PAINOLUKKO	"REHAB LATCH"	PIENI PAINOLUKKO
S32			HB435-S32-A2
S38			HB435-S38-A2
M36	HB405-M36-A2	HB425-M36-A2	
M46	HB405-M46-A2	HB425-M46-A2	
L62	HB405-L62-A2	HB425-L62-A2	

Lukkotyypit



Painolukko

Lukon pyöristettyjen reunojen ansiosta lukko ei tartu kiinni vaatteisiin.



"Rehab latch"

Helposti käsiteltävä läppälukko käyttäjille, joilla on rajalliset käsien liikkeet.



Pieni painolukko

Luja ja turvallinen lukko lapsille tai aikuisille, jotka haluavat matalan profiilin lukon.

Haaravyö läppälukolla

Yksinkertainen ratkaisu käyttäjille, jotka valuvat helposti istuessaan tai joilla on spastisuutta. Pehmustetut vyöt ovat käyttäjäystävällisesti muotoiltu eivätkä ne paina rakkoo. Voidaan käyttää myös yhdessä lantiovyön kanssa. Myydään pareittain.

Mittaohje ja kokotaulukko s. 7.

KOKO	MITAT	TUOTEKOODI
Pieni	23 x 4 cm	LH600S-A2
Keskikoko	33 x 4,5 cm	LH600M-A2
Suuri	38 x 5 cm	LH600L-A2



Lukkosuojat

Lukkosuojat painolukoille



Turvasuoja

Turvasuoja estää lukon avaamisen käsin. Avaus kynän kärjellä.

FS018C-1

4 cm leveille voille

FS019C-1

5 cm leveille voille



Pieni turvasuoja

Turvasuoja pienelle painolukolle estää lukon avaamisen pientenkin sormien toimesta. Avataan kynän kärjellä.

FS029C-1

2,5 cm leveille voille

ELASTISET VYÖT

Rinta-/vatsavyö, elastinen

Elastinen vyö soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, joissa asentoa tarvitsee tukea: töihin, leikkeihin, urheiluun tai terapeutin työvälineeksi. Vyön materiaali on erittäin joustavaa ja vahvaa neopreenia ja siinä on tarrakiinnitys, joka ei tartu vaatteisiin tai kerää likaa.

Vyössä on pukemista helpottava reikä peukalolle. Käytä vyötä rinnalle, vatsalle tai jaloille. Väiden pituus on 142 cm ja ne voidaan leikata sopivan kokoiseksi.

SP110S	S, 8 cm leveä
SP110L	L, 11 cm leveä
SP110XL	XL, 15 cm leveä



Pidennös, rinta-/vatsavyöhön

Yhdistä jatkokappale elastiseen vyöhön tehdäksesi siitä pidemmän ja monipuolisemman. Jatkokappaleen avulla saat sen mahtumaan tuolin ympäri tai voit kantaa esineitä sylissä. Voidaan käyttää myös sellaisenaan. Kaikki jatkokappaleet ovat 72,5 cm pitkiä.

SP111S	S, 8 cm leveä
SP111L	L, 11 cm leveä
SP111XL	XL, 15 cm leveä



TUET JALOILLE

Nilkkalankit läppälukolla

Oikeaan asentoon tuetut jalat tukevat myös lantion asentoa ja sen liikkuvuutta. Nilkkalankit ovat Bodypointin patentoitu ratkaisu jalkojen tukemiseen, joka jättää jalkaterät vapaiksi. Nilkkalankit vähentävät nilkan niveliin kohdistuvaa kuormitusta ja lisäävät istumismukavuutta.

Nilkkalankkeissa on ErgoLatch -lukitus, jonka avulla remmit joka kerta säädettyä oikealle kireydelle. Akillesjänteen kohdalta joustava materiaali lisää mukavuutta. Myydään pareina.

Kokotaulukko s. 7.

KOKO	TUOTEKOODI
S	FT240S
M	FT240M
L	FT240L
XL	FT240XL



Pohjeremmi Aeromesh

Matala ja korkea pohjeremmi pitää jalat turvallisesti jalkalaudalla. Ne jakavat paineen tasaisesti alaraajoille ja ohjaavat jalkojen fleksiota.

Aeromesh®-materiaali toisella puolella pohjeremmiä antaa ilman kierrätän jalan ja remmin välissä ja tuen ulkopuolella oleva kestävä materiaali pitää remmin muodossaan.

Kokotaulukko s. 7.



Pohjeremmi aeromesh, matala


SP102S	Pieni
SP102M	Keskikoko
SP102L	Suuri



Pohjeremmi aeromesh, korkea


Jakaa paineen suuremmalle alueelle kuin kapea tuki. Sopii erityisesti kallistettavassa pyörätuolissa istuville.

SP103S	Pieni
SP103M	Keskikoko
SP103L	Suuri




Lantiovyöt

1. Aseta ja pidä käyttäjää oikeassa ja mukavassa asennossa määrittääksesi toimivimman asennon ja kulman vyölle.
2. Mittaa käsiesi kohdalta vartalon leveys mittanauhalla. Tämä leveys vastaa vyön pehmustettua osaa (B).
3. Valitse sopiva vyö alla olevista taulukoista.



Evoflex®

Koko	A	B	C	D
S38	2,5 cm	38 cm	5 cm	63 cm
M46	4 cm	46 cm	5,5 cm	76 cm
L62	5 cm	62 cm	7 cm	96 cm




Lantiovyö 4-pt

Koko	A	B	C	D
S32	2,5 cm	32 cm	4,5 cm	117 cm
S38	2,5 cm	38 cm	5 cm	117 cm
M36	4 cm	36 cm	5,5 cm	130 cm
M40	4 cm	40 cm	5,5 cm	142 cm
M46	4 cm	46 cm	5,5 cm	142 cm
L62	5 cm	62 cm	7 cm	155 cm
L82	5 cm	82 cm	9 cm	206 cm
L92	5 cm	92 cm	10 cm	206 cm

Pohjeremmi aeromesh matala ja korkea

Mittaa kaareva etäisyys jalkojen ympäri pyörätuolin ulkoreunojen puolelta. Jätä tuelle riittävästi tilaa muotoutua pohkeiden ympäri.




Koko Sopii mitoille

S	35 - 40 cm
M	40 - 50 cm
L	50 - 61 cm



Sternumvyö Stayflex ja H-vyö PivotFit Dynamic

Mittaa hartioiden suurin leveys kolmipäisen hartialihaksen kohdalta.




Koko Hartioiden leveys

XS	24–28 cm
S	28–33 cm
M	33–41 cm
L	41–48 cm
XL	48–56 cm
Ainoastaan PivotFit™	
XXS	21–24 cm

Rintavyö Monoflex

Mittaa vartalo etuosasta ja sivulta mittanauhalla siltä korkeudelta, jossa vyötä aiotaan pitää.




Koko Pehmusteen pituus Pehmusteen leveys

XS	31 cm	7 cm
S	39,5 cm	7,5 cm
M	46,5 cm	10 cm
L	54,5 cm	11,5 cm
XL	62 cm	12,5 cm

Haaravyö läppälukolla

Mittaa suoliluun etuyläkärrjestä (ASIS) pisteeseen, jossa sisäreisi koskettaa istuinta.




Koko Sopii mitoille

S	20–28 cm
M	28–36 cm
L	36–41 cm

Nilkkalenkit läppälukolla

Mittaa ympärysmitta nilkan yläpuolelta.



XS	14–17 cm
S	16.5–20 cm
M	19–23,5 cm
L	23–28 cm
XL	26.5–33 cm



Jäikö jokin asia askarruttamaan? Autamme mielellämme!
medlab.tilaukset@berner.fi | 020 690 761 | www.bernermedlab.fi

BERNER

Berner Medical on terveydenhuollon ammattilaisten luotettava kumppani. Parannamme elämänlaatua tarjoamalla ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Palvelemme julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa, hoivasektoria sekä ammattipuhtauteen erikoistuneita yrityksiä. Vahvuuksiamme ovat kattava tuotevalikoima, toimitusvarmuus, tuotekoulutus ja monialainen asiantuntijuus.

Tutustu meihin www.bernermedlab.fi.