

KIRURGINEN SUU-NENÄSUOJUS (TYPE I)



Luokan I kirurginen suu-nenäsuojus on tarkoitettu potilailla infektioiden leviämisen vähentämiseksi. Tuote on CE-merkitty. Pakkauksessa on 50 kpl suu-nenäsuojuksia.

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

15840842 50 kpl/pkt 6414505153545

Käyttöohjeet

Desinfioi kädet huolellisesti ennen kuin asetat kirurgisen suu-nenäsuojuksen kasvoille. Aseta suu-nenäsuojus kasvoille korvien taakse tulevien nauhojen avulla. Muotoile suojus nenän juureen tiiviisti siten, että nenä peittyy sen alle. Älä koskettele suojusta käytön aikana.

Turvallisuus

Suu-nenäsuojus on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen se hävitetään sekajätteen mukana.

Valmistusmaa

Kiina

Maahantuoja

Huippu Group Oy
Laakeritie 7
90630 Oulu

20201029

Berner Pro

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki | puh. 020 690 761 | pro@berner.fi | www.berner.fi/pro

