

HandiCalendarin mukautusopas

Opas tärkeimpiin mukautuksiin ja asetuksiin
HandiCalendariin iOS-käyttöjärjestelmässä.



HandiCalendar



Kuvatuki – myAbilia




Tarvitseeko käyttäjä kuvatukea?

Kyllä ☐
Ei ☐

Jos kyllä, mitä kuvakirjastoa?

Perus ☐
Kylpyhuone ☐
Vaatteet ☐
Handi ☐
Koulu ☐
Hymiöt ☐
Muu ☐




Käytä myAbiliaa kuva-arkiston mukauttamiseen Handia varten.

Puhetuki

Käytetäänkö puhetukea (synteesiä)?

Kyllä ☐
Ei ☐

1. Paina *Puhetuki*-painiketta, jolloin se on korostettu.
2. Paina kohdetta kuullaksesi äänikuvauksen.




Kalenterinäkymä - näytä

Kuinka aktiviteetit näytetään, kun sovellus avautuu?


Listassa
Aikapylvään vieressä
Viikkonäkymässä
Kuukausinäkymässä



Listanäkymä



Aikapylväs



Voit iPadissa vaihtaa näkymien välillä sivun yläreunassa.
Siirry iPhoneissa kalenterivalikkoon ja valitse viikkonäkymä tai kuukausinäkymä.

Kalenterinäkymä - selaa

Voiko käyttäjä selata taaksepäin koko päivän sisällä?


Kyllä ☐
Ei ☐

Voiko käyttäjä selata nykyisen päivän edelle?

Ei sallittu ☐
Kyllä, enintään 6 päivää ☐
Kyllä, rajoittamaton ☐

Voiko käyttäjä selata taaksepäin edellisiin päiviin?

Kyllä ☐
Ei ☐



Kalenterinäkymä - aktiviteetit


Näytetäänkö aktiviteetin digitaalinen aika?

Kyllä
Ei

☐
☐

Näytetäänkö aktiviteetin teksti?

Kyllä
Ei

☐
☐


Aktiviteettinäkymä

Voiko käyttäjä poistaa aktiviteetin?

Kyllä ☐
Ei ☐

Voiko käyttäjä muokata aktiviteettia?

Kyllä ☐
Ei ☐



Viimeinen neljännes
viitenä pisteenä
Digitaalinen aikalaskuri



☐
☐

Lisää aktiviteetti - oletushälytys

Millainen hälytys valitaan ennakoon?

Hälytys (äänisignaali)
Hiljainen hälytys (äänetön)
Ei hälytystä (ei lainkaan
ilmoitusta)

Hälytystyyppin voi silloin asettaa
aktiviteetin mukaan.



Lisää aktiviteetti



Voiko käyttäjä lisätä aktiviteetteja jo ohitettuun aloitusaikaan?

Kyllä ☐
Ei ☐

Voiko käyttäjä lisätä aktiviteetteja muokkausnäkymässä vai vaihe vaiheelta -ohjelmassa?

Muokkausnäkymässä ☐
Vaihe vaiheelta -ohjelmassa ☐

Muokkausnäkymä



vaihe vaiheelta



Valitse kohdassa **Asetukset** **Lisää aktiviteetti**.

Lisää aktiviteetti muokkausnäkymässä



Jos muokkausnäkö valitaan, mitkä näkymät on valittava?

Voiko käyttäjä valita aktiviteetin tyyppi?

Kyllä ☐
Ei ☐

Voiko käyttäjä valita perusaktiviteetin?


Kyllä ☐
Ei ☐



Lisää aktiviteetti vaihe vaiheelta

Jos valitaan vaihe vaiheelta, mitkä näkymät näytetään?

Valitse päivämäärä	
Valitse tyyppi	
Valitse perusaktiviteetti	
Valitse kuva	
Nimeä aktiviteetti	
Tietovalikko	
Poista jälkeen, Tarkista ja Hälytys	
Valitse kategori	
Käytettävissä	
Anna muistutukset	
Valitse luokka	
Anna päättymisaika	



Valitse kohdassa **Asetukset** Lisää aktiviteetti.

Muokkausnäkymä

Mitkä toiminnot on oltava muokkausnäkymässä?

Päivämäärä

Päätymisaika

Koko päivä

Tarkistettavuus


Poista, kun on kulunut

Luokka

Tiedot

Hälytyksen tyyppi

Muistutus





Yhdistä toiminto aktiviteettiin

- Saat tiedot tarvittaessa
- Ei tarvetta hakea

Mitkä toiminnot on näytettävä tietovalikossa ja oltava yhdistettävissä aktiviteettiin?

Huomautus	<input type="checkbox"/>
Tarkistuslista	<input type="checkbox"/>
Äänimuistio	<input type="checkbox"/>
Ajastin	<input type="checkbox"/>
Kuva	<input type="checkbox"/>
Linkki	<input type="checkbox"/>
Osoite	<input type="checkbox"/>
Yhteystieto	<input type="checkbox"/>
Puhelin	<input type="checkbox"/>
Tekstiviesti	<input type="checkbox"/>



Esimerkki yhdistetystä osoitteesta

Kalenterivalikon toiminnot

Voiko käyttäjä lisätä uusia aktiviteetteja?

Kyllä ☐
Ei ☐

Voiko käyttäjä nähdä kalenterissa muita päiviä?

Kyllä, kuukausinäkymä ☐
Kyllä, viikkonäkymä ☐
Ei ☐

Voiko käyttäjä käyttää ajastinta?


Kyllä ☐
Ei ☐

Voiko käyttäjä tehdä aktiviteettien hakuja?

Kyllä ☐
Ei ☐

Voiko käyttäjä hallinnoida perusaktiviteetteja ja perusajastimia?

Kyllä ☐
Ei ☐



Kalenterinäkymä - Aikanäyttö

Voiko kalenteripäivämäärän kentässä näyttää analogisen kellon tai uuden aktiviteettipain

Analoginen kello
Lisää aktiviteetti -
painike

☐
☐

Merkitäänkö kuukausi symbolilla vai viikon numerolla?

Kuukauden symboli
Kuukauden kuvamerkki
Viikon numero
Ei mitään

☐
☐
☐
☐

Voiko päivissä olla viikonpäivien värit vai ei?

Viikonpäivien värit
Ei viikonpäivien värejä

☐
☐

*Vihreä maanantai
Sininen tiistai
Valkoinen keskiviikko
Ruskea torstai
Keltainen perjantai
Pinkki lauantai
Punainen sunnuntai*






ABILIA

Kellonäkymä

Onko näytössä analoginen vai digitaalinen kello?

Analoginen	<input type="checkbox"/>
Digitaalinen	<input type="checkbox"/>
Analoginen ja digitaalinen	<input type="checkbox"/>



Viikkonäkymä

Näytetäänkö toistuvat aktiviteetit?

Kyllä ☐
Ei ☐

Kuinka monta päivää näytetään
viikkonäkymässä?

5 ☐
7 ☐

Kuinka aktiviteetit näytetään?

Aina aika ☐
Kuva ☐



ABILIA

Käynnistä ajastin

Voiko käyttäjä valita perusajastimet?

Kyllä

Ei

☐
☐

Voiko käyttäjä valita kuvan uudelle ajastimelle?

Kyllä


Ei

☐
☐

Voiko käyttäjä lisätä tekstiä uuteen ajastimeen?

Kyllä

Ei

☐
☐

ABILIA

Aktiviteettien tarkistettavuus

Itselle tai muille aktiviteetin tekemisen vahvistaminen (myAbilian kautta)




Kesken




Valmis

Voiko käyttäjä tarkistaa aktiviteetteja?

Kyllä ☐
Ei ☐



*Lisää suoraan
perusaktiviteettiin*



*Tai muista valita,
kun lisäät
aktiviteetin*



ABILIA

Valitse kohdassa **Asetukset**|**Perusaktiviteetit** tai kun aktiviteetti lisätään.


Käytä perusaktiviteetteja

- Esiasetetut aktiviteetit voivat helpottaa aktiviteettien lisäämistä
- Ehdotetut aktiviteetit voivat olla aktivoivia ja motivoivia

Mitä **perusaktiviteetteja** käyttäjä tarvitsee?




Voit myös yhdistää toiminnot perusaktiviteetteihin, katso kohta [Yhdistä toiminto aktiviteettiin](#).



Käytä perusajastimia

- Esiohjelmoidut ajastimet voivat helpottaa ajastimien lisäämistä
- Samanaikaisesti voi olla käynnissä useita ajastimia, ja ne on erotettu nimillä ja kuvilla

Mitä **perusajastimia** käyttäjä tarvitsee?




Hälytys – Hälytysääni

Kuinka kauan hälytys soi (enintään)?

10 sekuntia	<input type="checkbox"/>
20 sekuntia	<input type="checkbox"/>
30 sekuntia	<input type="checkbox"/>

Se näyttää hälytysäänen nimen jälkeen äänen pituuden hakasulkeissa.




Salasanan suojausasetukset

- Tämä estää asetusten, perusaktiviteettien ja ajastimien tahattomat muutokset

Tarvitseeko HandiCalendarin
asetusvalikko koodisuojaus?

Kyllä ☐
Ei ☐



handi

Turvallisuuden ja itsenäisyyden
apuväline

Lue lisää osoitteessa
www.abilia.com