

Ansell



SUURIN MUKAVUUS

JOKAISEEN TULEVAAN
TEHTÄVÄÄN

**KASVOJEN
SUOJAUSRATKAISUT**

SANDEL®

SISÄLLYSLUETTELO

TIETOJA ANSELLISTA Sivu 2

SUU-NENÄSUOJAIMET

STANDARDIT JA NORMIT Sivu 4

SUOJAUSTASOT Sivu 6

SANDEL-SUU-NENÄSUOJAIN VALIKOIMA

LÄÄKETIETEELLISET SUU-NENÄSUOJAIMET - TYPPI II Sivu 8

Ei roiskeen kestävät

LÄÄKETIETEELLISET SUU-NENÄSUOJAIMET- TYPPI IIR Sivu 12

Roiskeen kestävät

HENGITYKSEN SUOJAIMET Sivu 18

FFP1-hengityksen suojain

FFP2-hengityksen suojain

FFP3-hengityksen suojain

HENKILÖKOHTAISET Sivu 20

SILMÄSUOJAIMET

ANSELL, MAAILMANLAAJUISESTI JOHTAVA YRITYS SUOJAUSRATKAISUISSA, TARJOAA KATTAVAN VALIKOIMAN TERVEYDENHUOLLON TURVARATKAISUJA, JOTKA ON SUUNNITELTU TAPATURMIEN EHKÄISYYN JA INFECTIOHALLINTAAN KORKEAN RISKIN TERVEYDENHUOLTOYMPÄRISTÖISSÄ.

Tekemällä yhteistyötä hoitajien, leikkaussaliin ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa Ansell tarjoaa jatkuvasti kaikkein innovatiivisimpia ratkaisuja tulosten parantamiseen sekä potilaiden että terveydenhuollon työntekijöiden kannalta.

SANDEL-tuotevalikoima tarjoaa suojaa teräviä esineitä vastaan, henkilöstön ja potilaiden ergonomiaa, nesteiden ja kompastumisten hallintaa ja suojaa kriittisiä virheitä vastaan. Tämän lisäksi saatavissa on nyt kasvojen suojaus ratkaisuja.

SANDEL Facial Protection -ratkaisut on suunniteltu vähentämään ristikontaminaation riskiä suojaamalla

terveydenhuoltohenkilöstöä ja potilaita ilmateitse tarttuvia sairauksia vastaan. Kasvojen suojaus auttaa myös vähentämään terveydenhuoltohenkilöstön altistumista veren ja kehon eritteiden roiskeille.

SANDEL-SUU - NENÄSUOJAIMIEN JA SILMÄSUOJAIMIEN KATTAVA VALIKOIMA TARJOAA MUKAVUUTTA, JOTA OLET AINA HALUNNUT, SUOJAUksesta TINKIMÄTTÄ:



**LÄÄKETIETEELLISET
SUU - NENÄSUOJAIMET,
TYYPPI II - EN14683**



**LÄÄKETIETEELLISET
SUU - NENÄSUOJAIMET
- ROISKEIDEN KESTÄVÄT,
TYYPPI IIR - EN14683**



**LASTEN SUU -
NENÄSUOJAIMET**



HENGITYKSENSUOJAIN



**HENKILÖKOHTAISET
SILMÄSUOJAIMET**

STANDARDIT JA NORMIT

EN14683 – LÄÄKETIETEELLISTEN SUU - NENÄSUOJAINTEN EUROOPPALAINEN STANDARDI – VAATIMUKSET JA TESTIMENETELMÄT

EN 14683 on tarkoitettu helpottamaan lääketieteellisten suu - nenäsuojainten valintaa Euroopan markkinoilla standardisoimalla suojaimilta vaadittavat tiedot ja suorituskyky.

EN 14683:n nykyinen versio sisältää neljä testiä suojainten luokitteluun kolmessa tyypissä:

1. Bakteerien suodatustehokkuus (BFE)

BFE mittaa prosentuaalisen tehokkuuden, jolla kasvosuojain suodattaa bakteerit suojaimen läpi.

2. EN 14683:2014 Hengitysvastus

Delta P on paine-ero suu-nenäsuojaimella ilmaistuna arvolla Pascal/cm². Mitä korkeampi Delta P, sitä vaikeampi suojaimen läpi on hengittää.

3. EN ISO 22609 Roiskekestävyys

Roisketesti mittaa suojaimen nesteiden kestävyyttä.

4. EN ISO 11737 Mikrobiologinen puhtaus

BS EN ISO 11737 osa 1 määrittää mikrobikuormituksen määrittämisen vaatimukset.

LÄÄKETIETEELLISTEN SUU - NENÄSUOJAINTEN LUOKITUS TESTITULOSTEN PERUSTEELLA

Taulukko 1 – Lääketieteellisten suu-nenäsuojainten suorituskykyvaatimukset

Testi	Tyyppi I	Tyyppi II	Tyyppi IIR
Bakteerien suodatustehokkuus (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Paine-ero (Pa/cm ²)	< 29,4	< 29,4	< 49,0
Roiskeiden kestopaine (kPa)	Ei vaadita	Ei vaadita	≥ 16,0
Mikrobiologinen puhtaus (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

EN149 – HENGITYKSENSUOJAINTEN EUROOPPALAINEN STANDARDI – VAATIMUKSET JA TESTIMENETELMÄT

Suodattavat kappaleet tarjoavat suojausta kolmessa luokassa vesipohjaisia öljyisiä aerosoleja, savua ja hienoja partikkeleita vastaan työn aikana. Niiden suojausluokitus on EU-normin EN 149 mukainen. Ne on jaettu suojausluokkiin FFP1, FFP2 ja FFP3.

SUODATUSTEHO

Mitä suurempi FFP-numero sitä enemmän suojausta hengityksensuojain voi antaa, jos sitä käytetään oikein.

Luokka	Suurin sallittu kokonaissisäänvuoto	Suurin sallittu suodattimen läpäisevyys*	Suodatusteho vähintään
FFP1	22 %	20 %	80 %
FFP2	8 %	6 %	94 %
FFP3	2 %	1 %	99 %

* Testiaerosolin enimmäispenetraatio: Natriumkloriditesti 95 l/min - % enint. & parafiiniöljyttesti 95 l/min - % enint.

KOKONAISSISÄÄNVUOTO

Kokonaissisäänvuoto tarkoittaa vuotoa suodattimen ja kasvotiivisteiden läpi.

HENGITYSVASTUS

Suurin sallittu vastus (mbar)			
	Sisäänhengitys 30 l/min	Sisäänhengitys 95 l/min	Uloshengitys 160 l/min
FFP1	0,6 mbar	2,1 mbar	3 mbar
FFP2	0,7 mbar	2,4 mbar	3 mbar
FFP3	1 mbar	3 mbar	3 mbar

TIIVISTEEN TARKASTUS

Käyttäjän tiivisteiden tarkastus on käyttäjän suorittama pikatarkastus joka kerta, kun hengityksensuojainta käytetään. Se määrittää, onko hengityksensuojain asetettu oikein käyttäjän kasvoille tai tarvitseeko sitä säätää.

ISTUVUUSTESTI

Istuvuustestejä on kahdentyyppisiä: laadullinen ja määrällinen istuvuustesti

LAADULLINEN ISTUVUUSTESTAUS

Laadullinen istuvuustestaus on hyväksytty-hylätty-testi, jossa käytetään haju- tai makuaistia ja käyttäjän reaktiota ärsytykseen vuodon määrittämiseksi hengityksensuojaimen kasvokappaleeseen.

MÄÄRÄLLINEN ISTUVUUSTESTAUS

Määrällinen istuvuustestaus käyttää laitetta kasvokappaleeseen pääsevän vuodon todellisen määrän mittaukseen.

FFP1 vähentää käyttäjän altistumista ilman kautta kulkeutuville partikkeleille kertoimella 4

FFP2 vähentää käyttäjän altistumista ilman kautta kulkeutuville partikkeleille kertoimella 10

FFP3 vähentää käyttäjän altistumista ilman kautta kulkeutuville partikkeleille kertoimella 20

ISO 22609 - ROISKEKESTÄVYYS

Ensisijaisesti terveydenhuoltoalan työntekijät, jotka työskentelevät loukkaantuneiden tai sairastuneiden hoidon parissa, voivat altistua sairauksia tartuttaville biologisille nesteille. Ansell SANDEL -hengityksensuojaimet vastaavat ISO 22609 -standardin määrittämään roiskeiden keston protokollatestin vaatimuksiin. Ne täyttävät Maailman terveysjärjestön vaatimuksen suojauksesta ebolaa vastaan, eivät painaudu suuta vasten ja suojaavat tehokkaasti ilman kautta kulkeutuvia taudinaiheuttajia ja myös nesteiden roiskeita vastaan.



SUOJAUSTASOT



TYYPPI II LÄÄKETIETEELLISET suu - nenäsuojaimet

Potilaan ja
työympäristön
SUOJAAMISEKSI

ROISKEILTA




- Sairaanhoidon ja pienimuotoiseen kirurgiaan
- Suojaamaan potilaita pisaroiden siirtymiseltä terveydenhoidon ammattilaisista



TYYPPI II LÄÄKETIETEELLISET suu - nenäsuojaimet

Työympäristön ja käytön
SUOJAAMINEN


ROISKEILTA



- Sairaanhoidon ja kirurgian
joissa on riski kehon e
terveydenhuollon am
- Suojaamaan potilaita
terveydenhoidon amn

PI IIR ETIETEELLISET nenäsuojaimet

Käyttäjän



Bakteerit ja
virukset



urgiaan tilanteissa,
eritteiden roiskumisesta
mattilaisia kohti

pisaroiden siirtymiseltä
mattilaisista




FFP1 | FFP2 | FFP3 HENGITYKSEN- suojaimet

KÄYTTÄJÄN
SUOJAAMINEN

ROISKEILTA



Bakteerit ja virukset



FFP-suojaimen valinta riippuu riskin arvioinnista:

TASO 1

FFP1 Vähimmäissuoja tuberkuloosia vastaan hoidettaessa tai vierailtaessa sairastuneiden potilaiden luona.

TASO 2

FFP2 Suojaus tuberkuloosia, SARS:ia, flunssaa, tuhkarokkoa, vesirokkoa, sikotautia, ebolaa vastaan

TASO 3

FFP3 Suojaus bioterrorismin riskiä, isorokkoa, ebolaa vastaan

LÄÄKETIETEELLISET SUU - NENÄSUOJAIMET

Tyyppi II - EN14683



Tyyppin II toimenpide suu-nenäsuojaimissa on suojaava kolmikerroksinen rakenne, joka sopii käytettäväksi tilanteissa, jossa altistuminen verelle ja/tai kehon eritteille ei ole riski. Näissä suojaimissa on laskos ja korvalenkit tai nauhat ja niitä on saatavissa eri väreissä ja eri lisäominaisuuksilla parhaan mahdollisen suojauksen ja mukavuuden varmistamiseksi.



BAKTEERIT JA
VIRUKSET

PISARAT

Suojaamaan potilaita
pisaroiden siirtymiseltä
terveydenhoidon
ammattilaisista

PAKKAUS:

Helppo avata, laatikon voi sulkea uudelleen (hyvät säilytysolosuhteet), piirros auttaa tunnistamaan suojaimen tyyppin



Tyyppin II lääketieteelliset suu - nenäsuojaimet



85001
Tyyppi II

Väri
■ Sininen

Kiinnitys
Korvalenkit

Kpl/ sisälaatikko
50
Laatikkoo/ myyntipakkaus
8



85015
Tyyppi II

Väri
□ Valkoinen

Kiinnitys
Korvalenkit

Kpl/ sisälaatikko
50
Laatikkoo/ myyntipakkaus
12



85022
Tyyppi II

Väri
▣ Kuvio

Kiinnitys
Korvalenkit

Kpl/ sisälaatikko
50
Laatikkoo/ myyntipakkaus
12

• Saatavissa valkoisena: Pienempi ihoärsytyksen riski (mitään väriainetta ei käytetty)

• Sopii aikuisille, eläinkuvio ulkokerroksessa tekee suojauksesta hauskaa



85016
Tyyppi II

Väri
■ Sininen

Kiinnitys
Korvalenkit

Kpl/ sisälaatikko
50
Laatikkoo/ myyntipakkaus
12



85002
Tyyppi II

Väri
■ Sininen

Kiinnitys
Nauhat

Kpl/ sisälaatikko
50
Laatikkoo/ myyntipakkaus
8



85005
Huurtumaton
Tyyppi II

Väri
■ Sininen

Kiinnitys
Nauhat

Kpl/ sisälaatikko
50
Laatikkoo/ myyntipakkaus
8

• Tarjoavat huurtumattomuuden, mikä on ihanteellinen ominaisuus yhdessä silmälasien ja/tai suojalasien kanssa



85017
Tyyppi II

Väri
□ Valkoinen

Kiinnitys
Nauhat

Kpl/ sisälaatikko
60
Laatikkoo/ myyntipakkaus
12



85018
Tyyppi II

Väri
■ Sininen

Kiinnitys
Nauhat

Kpl/ sisälaatikko
60
Laatikkoo/ myyntipakkaus
12



85021
Huurtumaton
Tyyppi II

Väri
□ Harmaa ja valkoinen

Kiinnitys
Nauhat

Kpl/ sisälaatikko
60
Laatikkoo/ myyntipakkaus
12


• Saatavissa valkoisena: Pienempi ihoärsytyksen riski (mitään väriainetta ei käytetty)

• Tarjoavat huurtumattomuuden, mikä on ihanteellinen ominaisuus yhdessä silmälasien ja/tai suojalasien kanssa

LASTEN SUU - NENÄSUOJAIMET



Lasten suu - nenäsuojaimia suositellaan lapsille, joilla on flunssan kaltaisia oireita ja/tai jotka käyvät vierailulla potilaiden luona, joita täytyy suojata ilmateitse tarttuvia sairauksia vastaan.



Lasten suu-nenäsuojaimet



85011
Tyypä II

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
■ Sininen	Korvalenkit	25
		Laatikkoo/myyntipakkaus
		20

- Sopii 1–5-vuotiaille lapsille
- Ei nenänpistintä, joten estää epämukavuuden



85020
Tyypä II

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
☒ Kuvio	Korvalenkit	50
		Laatikkoo/myyntipakkaus
		12

- Sopii 1–5-vuotiaille lapsille
- Selluloosasta valmistettu sisäkerros tarjoaa lisämukavuutta
- Ei epämukavuutta tai mahdollista loukkaantumista aiheuttavaa nenänpistintä



85013
Tyypä II

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
■ Sininen	Korvalenkit	25
		Laatikkoo/myyntipakkaus
		20

- Sopii yli 5-vuotiaille lapsille
- Mukautettu nipistin nenäsillalla pienille kasvoille



85019
Tyypä II

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
☒ Kuvio	Korvalenkit	50
		Laatikkoo/myyntipakkaus
		12

- Sopii yli 5-vuotiaille lapsille
- Selluloosasta valmistettu sisäkerros tarjoaa lisämukavuutta
- Mukautettu nipistin nenäsillalla pienille kasvoille

PAKKAUS:

Helppo avata, laatikon voi sulkea uudelleen (hyvät säilytysolosuhteet), piirros auttaa tunnistamaan suojaimeä tyypin




LÄÄKETIETEELLISET SUU - NENÄSUOJAIMET

Roiskeen kestävät Tyypin IIR - EN14683



Tyypin IIR suojaimissa on nelikerroksinen rakenne, mukaan lukien roiskeita kestävä kerros parempaan suojaukseen tilanteissa, joissa on korkea riski altistua verelle ja/tai kehon eritteille. Näissä suojaimissa on laskos ja korvalenkit tai nauhat ja niitä on saatavissa eri väreissä ja eri lisäominaisuuksilla parhaan mahdollisen suojauksen ja mukavuuden varmistamiseksi.



ROISKEET

Sairaanhoitoon ja kirurgiaan tilanteissa, joissa on riski kehon eritteiden roiskumisesta terveydenhuollon ammattilaisia kohti



Tyyppin IIR lääketieteelliset suu - nenäsuojaimet



85003
Tyyppi IIR - 21,3 kPa

Väri

■ Sininen

Kiinnitys

Korvalenkit

Kpl/sisälaatikko

50

Laatikkoa/myyntipakkaus

8



85003S
Tyyppi IIR - 21,3 kPa

Väri

■ Vihreä

Kiinnitys

Korvalenkit

Kpl/sisälaatikko

50

Laatikkoa/myyntipakkaus

8



85004
Tyyppi IIR - 21,3 kPa

Väri

■ Sininen

Kiinnitys

Nauhat

Kpl/sisälaatikko

50

Laatikkoa/myyntipakkaus

8



85004S
Tyyppi IIR - 21,3 kPa

Väri

■ Vihreä

Kiinnitys

Nauhat

Kpl/sisälaatikko

50

Laatikkoa/myyntipakkaus

8

PAKKAUS:

Helppo avata, laatikon voi sulkea uudelleen (hyvät säilytysolosuhteet), piirros auttaa tunnistamaan suojaimen tyyppin





85023 Huurtumaton
Tyyppi IIR - 16,0 kPa

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
Vihreä ja oranssi	Korvalenkit	50 Laatikkoo/myyntipakkaus 12



85024 Huurtumaton
Tyyppi IIR - 16,0 kPa

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
Vihreä ja oranssi	Nauhat	50 Laatikkoo/myyntipakkaus 12


Suojaimet **85023** ja **85024** tarjoavat huurtumattomuuden, roiskeita kestävän kerroksen ja ne on suunniteltu käytettäväksi leikkaussaleissa leikkausten aikana ja tilanteissa leikkaussalin ulkopuolella, joissa on roiskeiden riski.



85006
Panoraamavisiirillä
Tyyppi IIR - 21,3 kPa

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
Sininen	Nauhat	25 Laatikkoo/myyntipakkaus 4

- Panoraamavisiiri: Ihanteellinen tilanteisiin, joissa on korkea riski altistua verelle tai kehon eritteille
- Roiskeita kestävä kerros




85006S
Panoraamavisiirillä
Tyyppi IIR - 21,3 kPa

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
Vihreä	Nauhat	25 Laatikkoo/myyntipakkaus 4

- Panoraamavisiiri: Ihanteellinen tilanteisiin, joissa on korkea riski altistua verelle tai kehon eritteille
- Roiskeita kestävä kerros


Tyyppin IIR lääketieteelliset suu - nenäsuojaimet



85026 Huurtumaton
Panoraamavisiirillä,
heijastamaton
Tyyppi IIR - 16,0 kPa

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
☒ Vihreä ja oranssi	Nauhat	25 Laatikkoo/myyntipakkaus

- Huurtumattomat ja heijastamattomat ominaisuudet
- Panoraamavisiiri: Ihanteellinen tilanteisiin, joissa on korkea riski altistua verelle tai kehon eritteille
- Roiskeita kestävä kerros
- Suunniteltu käytettäväksi leikkausten aikana ja tilanteissa, joissa on roiskeiden riski



85028 Huurtumaton
Panoraamavisiirillä,
heijastamaton
Tyyppi IIR - 16,0 kPa

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
☒ Vihreä ja oranssi	Korvalenkit	25 Laatikkoo/myyntipakkaus

- Huurtumattomat ja heijastamattomat ominaisuudet
- Panoraamavisiiri: Ihanteellinen tilanteisiin, joissa on korkea riski altistua verelle tai kehon eritteille
- Roiskeita kestävä kerros
- Suunniteltu käytettäväksi leikkausten aikana ja tilanteissa, joissa on roiskeiden riski



85025 Selluloosavuori
Tyyppi IIR - 16,0 kPa

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
☐ Valkoinen	Nauhat	50 Laatikkoo/myyntipakkaus

- Selluloosasta valmistettu sisäkerros vähentää ihoärsytyksen riskiä
- Roiskeita kestävä kerros
- Suunniteltu käytettäväksi leikkausten aikana ja tilanteissa, joissa on roiskeiden riski



85027
ComfortPlus™-suojain
Tyyppi IIR - 16,0 kPa

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
☒ Vihreä ja oranssi	Korvalenkit	50 Laatikkoo/myyntipakkaus

- SIDEPROTECT™-sisäkerroksessa tekee suu - nenäsuojaimesta mukavamman, vähentää vuotoa ja parantaa suodatuskapasiteettia
- Roiskeita kestävä kerros
- Suunniteltu käytettäväksi leikkausten aikana ja tilanteissa, joissa on roiskeiden riski



Tyyppin IIR lääketieteelliset suu - nenäsuojaimet



85029
ComfortPlus³TM-suojain
Tyyppi IIR - 16,0 kPa

Väri

■ Violetti

Kiinnitys

Korvalenkit

Kpl/sisälaatikko

40


Laatikkoo/myyntipakkaus

12

- ComfortPlus³-suu-nenäsuojaimessa on parannettu mukavuus ja toiminnot:
 - 1) **SOFTSEAL** lisää pehmeyttä ja hien absorbointia
 - 2) **EASYBREATH** tarjoaa lisätilaa huulten ja suojaimen välille ja parantaa hengitettävyyttä ja ihoystävällisyyttä
 - 3) **SIDEPROTECT** vähentää vuotoa ja tarjoaa parannetun suodatuskapasiteetin
- Roiskeita kestävä kerros
- Suunniteltu käytettäväksi leikkausten aikana ja tilanteissa, joissa on roiskeiden riski
- Ihanteellinen myös hammaslääketieteen sovelluksiin


EASYBREATHTM

Tarjoaa lisätilaa huulten ja suojaimen välille ja parantaa hengitettävyyttä ja ihoystävällisyyttä



SOFTSEALTM

Lisäpehmeyttä ja hien absorbointia varten




SIDEPROTECTTM

Vähentää vuotoa ja tarjoaa parannetun suodatuskapasiteetin

HENGITYKSEN- SUOJAIMET



Terveystieteiden henkilöstön tulisi käyttää EN149-hengityssuojainta suoritettaessa mahdollisesti tartuntavaarallista aerosolia tuottavaa toimenpidettä (kuten laser- ja sähkökirurgisia toimenpiteitä), kun potilaalla tiedetään olevan tai epäillään tartuntaa, tai hoidettaessa potilasta, jonka tiedetään tai epäillään saaneen tartunnan bakteereista tai äskettäin havaitusta hengitystieviruksesta.



PISARAT, ROISKEET,
BAKTEERIT JA VIRUKSET



PAKKAUS: Annostelulaatikossa, jossa aukko päällä ja pohjassa suojainten helppoa ottamista varten. Käyttöohjeet jokaisessa annostelulaatikossa.



Hengityksensuojat

Hengityksensuojat ovat nokkamallisia kiinnitysnauhoilla. Ne täytyy valita yksittäin sopimaan käyttäjän kasvoille, jotta ne tarjoavat tiiviin istuvuuden. Hengityksensuojat tarjoavat kolme suojaustasoa: FFP1, FFP2 ja FFP3. FFP2-suojainta on saatavissa kahta kokoa parhaan istuvuuden tarjoamiseksi käyttäjän kasvoille.



95001
Suodattava
hengityksensuojain
FFP1

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
□ Valkoinen	Nauhat	50
		Laatikkoo/myyntipakkaus
		10

- Roiskeita kestävä kerros suojaamaan vereltä ja kehon eritteiltä



95002
Suodattava
hengityksensuojain
FFP2 | Vakio koko

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
■ Oranssi	Nauhat	50
	Koko	Laatikkoo/myyntipakkaus
	Normaali	10

- Roiskeita kestävä kerros suojaamaan vereltä ja kehon eritteiltä



95002S
Suodattava
hengityksensuojain
FFP2 | Pieni koko

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
■ Oranssi	Nauhat	50
	Koko	Laatikkoo/myyntipakkaus
	S	10

- Pieni koko: Parempi istuvuus ja tiiviys pienille kasvoille
- Roiskeita kestävä kerros suojaamaan vereltä ja kehon eritteiltä



95003
Suodattava
hengityksensuojain
FFP3

Väri	Kiinnitys	Kpl/sisälaatikko
■ Vihreä	Nauhat	50
		Laatikkoo/myyntipakkaus
		10

- Nenänipistin vaahtomuovilla
- Pakattu yksittäin pussiin
- Roiskeita kestävä kerros suojaamaan vereltä ja kehon eritteiltä
- Ilman venttiiliä: hengitysvastus vastaa suojainta venttiilillä, estämään roiskeiden aiheuttamaa kontaminaatiota

Suodattavat hengityksensuojaimet **95001**, **95002/95002S** ja **95003** tarjoavat korkean suodatuskapasiteetin erinomaista suojausta varten bakteereita ja viruksia, kuten tuberkuloosia, SARS:ia, tuhkarokkoa, vesirokkoa ja sikotautia vastaan. Ne tarjoavat roiskeita kestävä kerroksen suojaamaan vereltä ja/tai kehon eritteiltä (160 mmHg tai 21,3 kPa).

HENKILÖKOHTAISET SILMÄSUOJAIMET

Silmäsuojaimet suojaavat silmiä roiskeilta, ruiskeilta tai suihkeilta, jotka saattavat ärsyttää tai vahingoittaa silmiä tai aiheuttaa mahdollisesti käyttäjälle tulehduksen. Exposure Prevention Information Networkin (EPINet) arvioiden mukaan, jotka on jaettu 1 500 terveydenhoitolaitokselle 95 maassa, miltei 10 silmäroisketapausta tapahtuu terveydenhoitolaitosta kohti vuodessa.⁽¹⁾ Yksi suurimmista huolenaiheista verelle tai kehon eritteille altistumisessa ovat dokumentoidut tapaukset HIV:n, hepatiitti B:n, hepatiitti C:n ja muiden veren välityksellä tarttuvien patogeeneiden saaminen limakalvojen kautta.⁽²⁾



(1) International Safety Center. 2014, 2015, 2016 Non-Sharp BBF exposure data

(2) De Silva R, Mall A, Panieri E, Stupart D, Kahn D. Risk of blood splashes to eye during surgery. South African Journal of Surgery, February 2009; 47 (1)

Henkilökohtaiset silmäsuojaimet

TIDIShield® Assemble 'n Go™ Kehysten ja linssien osastopakkaus

TIDIShield Assemble 'n Go -kehysten ja linssien osastopakkaus sisältää kaksi erillistä komponenttia: kehykset ja linssit täytyy liittää yhteen käyttöpaikalla.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- Linssien osastopakkaus sisältää 250 optisen tason vaihtolinssiä
- Kehysten osastopakkaus sisältää 100 värikästä kehystä
- Pään ympäri kiedottavat suojalasit
- Täysin koottuna kevyt – painaa 8,5 grammaa
- Kevyet ja värikkäät kehykset optisen tason kirkkailla linseillä
- 10 kehysten värivaihtoehtoa

SUOSITELTU KÄYTTÖ:

- Ihanteellinen käytettäväksi leikkaussaleissa, ensiavussa, synnytysalissa, paloyksiköissä, dialyysissä, hammashoitoloissa ja monessa muussa.


TIDIShield® Assemble 'n Go™ -kehukset ja silmäsuojaimet

KEHYSTEN OSASTOPAKKAUS

Tuotekoodi: 9211-400
Kpl/sisälaatikko: 100
Laatikkoa/myyntipakkaus: 4

LINSSIEN OSASTOPAKKAUS

Tuotekoodi: 9210-250
Kpl/sisälaatikko: 250
Laatikkoa/myyntipakkaus: 1



TIDIShield® Grab'n Go™

Kaksiosainen TIDIShield Grab 'n Go -turvajärjestelmä sisältää kätevän, täysin valmiiksi kootut, kertakäyttöiset suojalasit, helposti käytettävässä osastopakkauksessa.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- Oma pakkausjärjestelmämme on suunniteltu asetettavaksi käyttöpaikkaan helppoa saatavuutta varten
- Lisää turvallisuusprotokollien noudattamista tarjoamalla helpon saatavuuden käyttöpaikassa
- Voidaan kiinnittää helposti seinään muovisella osastopakkauksen pidikkeellä (erillinen) tai asettaa hyllylle, jos seinäkiinnitys ei ole mahdollinen
- Kevyet ja värikkäät kehykset optisen tason kirkkailla linseillä

SUOSITELTU KÄYTTÖ:

- Ihanteellinen käytettäväksi leikkaussaleissa, ensiavussa, synnytyssalissa, paloyksiköissä, dialyysissä, hammashoitoloissa ja monessa muussa
- Suositellaan kiinnitettäväksi sinne, mistä maskit ja/tai käsiaineet otetaan

TIDIShield® Grab'n Go™ -silmasuojaimet (täysin valmiiksi kootut, kertakäyttöiset suojalasit)

Tuotekoodi:	9210A-100
Kpl/sisälaatikko:	25
Laatikkoa/myyntipakkaus:	4

READY TO WEAR.
READY TO CARE.

25 x



TIDI Shield®

Grab 'n Go™ Eye Shields

REF 9210A-100



For professional use only.



For professional use only.

Discard entire box when empty.





Ota yhteyttä Ansell-edustajaasi tilauksen tekemiseksi tai lisätietojen saamiseksi.

Pohjois-Amerikka
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: info@ansell.com

Keski- ja Etelä-Amerikka
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brasilia
Tel: +55-11-3356-3100
Email: luvas.medicas@ansell.com

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Tel: +32 (0)2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Aasia-Tyynimeri
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

Australia ja Uusi-Seelanti
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com