

TEKNISET APUVÄLINEET

AENNUSTELINEET



**HUOMISEN
PUOLUSTAJA**

Yli 100 vuoden
kokemuksella

VMS-SUUNNITTELUPALVELU

Ei enää sovitusergelmiä ja arvuuttelua, mikä kiinnitysjärjestelmä olisi paras. Maksuton Virtual Mounting System -suunnittelupalvelumme räätälöi sinulle juuri oikean asennustelineen.

Sinun tarvitsee vain ottaa kuvat laitteestasi sekä kiinnityspai-
kasta, kuten pyörätuolista, ja lähettää ne meille. Muutamassa
päivässä saat sinulle yksilöllisesti laaditun suunnitelman teli-
neestä. Suunnittelu ei sido sinua mihinkään, vaan voit rauhas-
sa pohtia, haluatko toteuttaa yksilöllisen telineratkaisusi.

Pyydä maksuton tarjous: medlab.tilaukset@berner.fi

Näin se toimii

- Ota eri kulmista noin viisi kuvaa siitä paikasta, mihin ha-
luat kiinnitystelineen kiinnitettävän.
- Lähetä meille tarkat tiedot paikasta, johon kiinnitysteline
kiinnitetään, esim. pyörätuolin malli.
- Ilmoita, minkä laitteen haluat kiinnittää. Ilmoita myös lait-
teen merkki ja malli sekä mahdollinen käyttökytkin.
- Lähetä ottamasi kuvat ja yhteystiedot meille osoitteeseen
medlab.tilaukset@berner.fi.
- Noin viidessä arkipäivässä saat havainnollisella kuvalla va-
rustetun tarjouksen, joka ei sido sinua mihinkään.

Ota kuvat
pyörätuolistasi




Ota kuvat laitteestasi



Lähetä kuvat Bernerille



Saat sinulle yksilöllisesti
laaditun suunnitelman



REHADAPT-LATTIATELINEET

Rehadaptin lattiatelinettä voidaan käyttää eri kommunikointilaitteiden kanssa esimerkiksi nojatuolissa, sohvalla, vuoteessa ja pyörätuolissa.

Teline sopii käytettäväksi myös tableteille ja kannettaville tietokoneille. Lattiateline on helposti liikuteltavissa, mikä helpottaa etenkin katseohjauksella toimivien laitteiden käyttöä.

Korkeutta voidaan säätää noin 45–140 cm välillä. Kumipäällysteiset pyörät ovat lukittavat.

Esimerkkejä lattiatelinemalleista

- Peruskäyttöön tarjottu Eco
- Teleskooppivarrella korkeussäädettävä Tele
- Vario, jonka jalkojen leveyttä voidaan säätää esim. pyörätuolikäyttöä varten.
- Kantolaukkuun taittuva QuickPack



REHADAPT-PÖYTÄTELINEET

Rehadaptilla on useita erilaisia pöytätelineitä eri käyttötarkoituksiin. Valikoimasta löytyy varmasti sopiva teline tarpeeseen kuin tarpeeseen.


Teline voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää pöydän reunan. Telineen kantovoima on mallista riippuen 4–8 kg.

Esimerkkejä pöytätelinemalleista

- TS DC -mallissa (12.1653) on U-muotoinen jalka, minkä ansiosta teline taittuu kompaktisti kasaan.
- TS XL -mallin (12.1602) jalat asettuvat epätasaisellekin pinnalle.
- Taipuisassa ClampOnMount-telineessä (12.1760) on kaksi vartta.
- TC-telineen (12.1700) L-muotoisen varren asentoa voi muuttaa helposti.



U-jalkainen TS DC



X-jalkainen TS XL



Taipuisa ClampOnMount



L-muotoinen TC-teline

REHADAPT-PYÖRÄTUOLITELINE

Rehadaptin MONTY-3D on kiinnitysvarsi, jonka avulla pyörätuoliin voidaan kiinnittää kommunikointilaitte tai kannettava tietokone.

Taitettavassa pyörätuolitelineessä on kolme eri asentoa: käyttö, varastointiasento sekä siirto syrjään, kun pyörätuoliin halutaan nousta tai poistua siitä. Kiinnitysvarsi on tukeva, mutta helppo irrottaa pyörätuolista.



Jäikö jokin asia askarruttamaan? Autamme mielellämme!
medlab.tilaukset@berner.fi | 020 690 761 | www.bernermedlab.fi



Berner Medical on terveydenhuollon ammattilaisten luotettava kumppani. Parannamme elämänlaatua tarjoamalla ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Palvelemme julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa, hoivasektoria sekä ammattipuhtauteen erikoistuneita yrityksiä. Vahvuuksiamme ovat kattava tuotevalikoima, toimitusvarmuus, tuotekoulutus ja monialainen asiantuntijuus.

Tutustu meihin www.bernermedlab.fi.