

# ROLLAATTORI TOPRO TROJA

LIKKUMINEN



**BERNIER**

**HUOMISEN  
PUOLUSTAJA**

Yli 100 vuoden  
kokemuksella

Troja on lunastanut paikkansa kestäväenä rollaattorina. Sen rakenne on yksinkertainen, kevyt ja tukeva. Se laitetaan kokoon sivusuunnassa vain yhdestä kahvasta nostamalla. Avattaessa runko lukittuu automaattisesti. Kahvojen putki on profiilia, joten kahvat ovat aina suorassa eivätkä voi kääntyä sivuun.

Kahvojen korkeuden asettaminen on helppoa eikä kiristämiseen vaadita sormivoimia, koska lukitusruuvi menee turvalisesti syvälle profiiliputken sisään. Kahvojen muistipala helpottaa korkeussäätämistä. Kun korkeus on kerran säädetty, kahvat palaavat siihen takaisin nostamalla.

Varustukseen kuuluu kori ja istuin. Rollaattorin istuin on joustava ja tukeva. Istuimen muotoilu ja verkkomainen rakenne mahdollistavat sen, että käyttäjä pääsee kävellessä lähelle istuinta ja hahmottaa omat jalkansa. Hygieeninen istuimateriaali ei ime nesteitä ja on helppo pitää puhtaana.

Käsijarrut ovat erittäin kevyet ja helppokäyttöiset. Takaputkissa on poljin, jonka avulla etuosaa voi keventää esimerkiksi katukivetystä ylitettäessä. 36 mm leveät renkaat on kuulalaa-keroitu ja niiden halkaisija on 200 mm.

Rakenne on suunniteltu ja valmistettu Norjan vaativin oloihin. Alumiininen runko soveltuu erityisen hyvin vaihteleviin lämpötiloihin ja olosuhteisiin. Rungon valetut osat ovat lasikuidulla vahvistettua nylonia.



**TOPRO**

| TUOTETIEDOT                         | TROJA XS        | TROJA S         | TROJA M         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tuotekoodi                          | 815420          | 815410.         | 815400          |
| Suositeltu käyttäjän pituus         | 125–160 cm      | 135–170 cm      | 150–200 cm      |
| Käyttäjän maksimipaino              | 80 kg           | 165 kg          |                 |
| Korin kapasiteetti                  | 5 kg / 11 l     | 10 kg / 20 l    | 10 kg / 20 l    |
| Kahvojen korkeus                    | 67–79 cm        | 71–86 cm        | 78–100 cm       |
| Kahvat                              | Anatomiset      |                 |                 |
| Käyttöjarrun etäisyys kahvasta      | 6,5 cm          |                 |                 |
| Kahvojen etäisyys toisistaan        | 37 cm           | 47 cm           |                 |
| Istuimen leveys                     | 36 cm           | 45,5 cm         |                 |
| Istuimen korkeus                    | 52 cm           | 55 cm           | 63 cm           |
| Kääntöympyrän halkaisija            | 79 cm           | 84 cm           | 84 cm           |
| Maksimikorkeus                      | 80 cm           | 87 cm           | 101 cm          |
| Maksimileveys                       | 52 cm           | 60 cm           |                 |
| Maksimipituus                       | 65 cm           |                 |                 |
| Etu- ja takapyörien halkaisija      | 200 mm          |                 |                 |
| Etu- ja takapyörien leveys          | 36 mm           |                 |                 |
| Mitat kokoonaitettuna (P x L x K)   | 65 x 24 x 65 cm | 65 x 24 x 74 cm | 65 x 24 x 80 cm |
| Kokonaispaino (sis. pyörät ja kori) | 6,1 kg          | 6,6 kg          | 6,8 kg          |