

2MOVE-SIIRTOALUSTA

NOSTAMINEN JA SIIRTÄMINEN



BERNER

**HUOMISEN
PUOLUSTAJA**

Yli 100 vuoden
kokemuksella

2MOVE-SIIRTOALUSTA

2Move-siirtoalustaa käytetään raon ylittämiseen ja kahden vaakatasossa olevan pinnan korkeuseron tasoittamiseen. Sitä käytetään vaakasuunnassa tapahtuvaan siirtämiseen vuoteiden välillä, vuoteesta suihkulaverille, vuoteesta röntgenalustalle, paareilta vuoteelle jne. Erittäin kevyen siirtoalustan päissä on kahvat, jolloin sitä on helppo kuljettaa mukana ja säilyttää. Pitkät alustat voidaan myös taittaa keskeltä, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.

Immedia 2Move -siirtolevyn kanssa käytetään aina pienikokoista päällistä, joka liukuu pitkin lautta minimoiden kitkaa ja helpottaen siirtoa. Saatavana on kolme settiä, jotka sisältävät 2Move-siirtoalustan ja nylonisen, vesitiiviin 2Move Cover Waterproof -päällisen. Päällisiä on mahdollista tilata myös erikseen.

Materiaalit:

- Levyn materiaali: Plastazote
- Liukupäällisen materiaali: nylon

Maksimikuormitus: 300 kg

Paino: 1,1–1,5 kg

Lisätuotteet

Tuotteessa voidaan käyttää myös 2Move Cover Disposable -kertakäyttöpäällisiä. Lisäksi saatavilla on kätevä seinäteline, jossa voidaan säilyttää 2Move-siirtoalustat ja kertakäyttöpäälliset. Sen avulla kertakäyttöpäälliset ja siirtoalustat ovat aina helposti saatavilla.



2Move-siirtoalusta, setti

TUOTEKOODI	KOKO (CM)
IM4319	Small Set, 50 x 95
IM4318	Large Set, 50 x 190
IM4321	XLarge Set, 70 x 190

Pelkkä päällinen 2Move Cover Waterproof

TUOTEKOODI	KOKO (CM)
IM4047	Small, 50 x 79
IM4048	Large, 51,5 x 161
IM4049	XLarge, 71,5 x 161

2Move Cover Disposable -kertakäyttöpäällinen

TUOTEKOODI	KOKO (CM)	KPL/RULLA
IM4035	Small Set, 50 x 95	100
IM4034	Large Set, 50 x 190	40

2Move Display -seinäteline

TUOTEKOODI
IM4040