

LV

Flytande tvål

Skonsam flytande tvål



Effektiv, säker och behaglig flytande tvål för handtvätt och rengöring av hela kroppen för personer i alla åldrar. Kan även användas till hårtvätt. Den skonsamma flytande tvålen innehåller inga doft- eller färgämnen. LV Flytande tvål är godkänd av finska Allergi-, hud- och astmaförbundet.

LV Flytande tvål är lätt att skölja av och lämpar sig för dagligt bruk. Den innehåller återfuktande glycerol som skyddar huden från att bli torr. Tack vare sin milda konsistens lämpar sig LV Flytande tvål också för personer med känslig hud samt för ofta upprepade tvätt. Passar utmärkt ihop med LV Handdesinfektion.

Bruksanvisning

Fukta huden eller håret och dosera den flytande tvålen. Skölj noga med vatten och torka huden.

Artikelnummer, förpackningsstorlekar och EAN

26809	500 ml pumpflaska	FP 6 st	6414504284103
26808	1 l dispenser	FP 10 st	6414504284424

Förpackning och miljö

Förpackningens flaska och etikett är av PE-plast och locket av PP-plast. Flaska, etikett och lock lämpar sig för återvinning. Förpackningskartongen sorteras i kartonginsamling.

Förvaring och hållbarhetstid

Hållbarhetstid från tillverkningsdatum:
Öppnad förpackning 3 år
Öppnad förpackning 12 månader

Tillverkningsland

Finland

Ingredienser

Aqua
Sodium Laureth Sulfate
Lauryl Glucoside
Glycerin
Cocamidopropyl Betaine
Sodium Chloride
PEG-7 Glyceryl Cocoate
Sodium Benzoate
Citric Acid

pH 5,5

20210203

Bröderna Berner AB, Berner Medical

Postadress: Box 50132 202 11 Malmö | Besöksadress: Flintränegatan 21 211 24 Malmö | tfn 040-680 68 00 | info@bernermedical.se

BERNER
MEDICAL