

# Desinfektol® G

## Kosteuttava käsihuuhte

EN 1500 • EN 12791 • EN 13624 • EN 13727 • EN 14476



### Sisältää glyserolia ja betaiinia

Hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon

Desinfektol G on päivittäiseen käyttöön soveltuva etanolipohjainen käsihuuhte, joka sisältää runsaasti ihoa hoitavia ainesosia kuten glyserolia ja betaiinia. Sen sisältämä glyseroli hoitaa ja kosteuttaa käsien ihoa ja lisäksi se sisältää kotimaista luonnontuotetta betaiinia, joka vahvistaa glyserolin hoitavaa vaikutusta. Desinfektol G ei sisällä hajusteita tai väriaineita ja sillä on Allergia-, Iho- ja Astmaliiton tunnus.

### Mikrobisidinen teho

Tuotteella on tutkitusti hyvä mikrobisidinen teho ja se täyttää seuraavien EN-standardien vaatimukset:

- EN 1500 Hygieeninen käsidesinfektio (faasi 2/2)
- EN 12791 Kirurginen käsidesinfektio (faasi 2/2)
- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/1)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/1)
- EN 14476 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/1)

### Käyttöohje

Käytetään sellaisenaan tavanomaiseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon. Annostele tuotetta 3-5 ml (vähintään 2 painallusta) puhtaisiin kuiviin käsiin. Hiero käsihuuhdetta huolellisesti sormenpäihin, sormiin, kämmeniin, kädenselkiin, sormet koukistettuna, peukaloihin ja ranteisiin. Hiero, kunnes kädet ovat kuivat. Kirurgisessa käsien desinfektiossa tuotteen vaikutusaika on 3 minuuttia. Tuotteen desinfektioaika on sen kuivumisajaka. Noudata sairaanhoitopiirin käsihygieniaan liittyviä ohjeistuksia.

### Pakkaus ja ympäristö

Muoviset pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Muovinkeräykseen muovipakkaus soveltuu huuhdeltuna, pullo ja suljin eroteltuina. Myös pumppu metalliosineen soveltuu muovinkeräykseen. Pakkauksen kartonki lajitellaan kartonkikeräykseen. Pakkauksen ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.

### Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Säilyy 5 vuotta suljettuna ja 2 vuotta avaamisen jälkeen. Säilytettävä pystyasennossa viileässä.



### Turvallisuus

Tuote on helposti syttyvä neste, joka muodostaa helposti syttyvän höyryn. Tuote ärsyttää voimakkaasti silmiä ja tulee säilyttää tiiviisti suljettuna. Tuotteen läheisyydessä tupakointi on kielletty. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhto silmiä huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

### Alkuperämaa

Suomi

### Koostumus

Ethanol (denat. A12t (R) 71 w-% / 77 v-%  
Glycerol and derivatives  
Betaine  
Hydroxypropyl methylcellulose  
Aqua ad 100%

pH n. 7,0

### Desinfektol G 100 ml

Tuotenumero: 13241222  
Myyntierä: 16 kpl  
GTIN vähittäistuote: 6414504295055  
GTIN kuljetuspakkaus: 6414504664509

### Desinfektol G 500 ml

Tuotenumero: 13241223  
Myyntierä: 10 kpl  
GTIN vähittäistuote: 6414504259842  
GTIN kuljetuspakkaus: 6414504614504

### Desinfektol G 1000 ml

Tuotenumero: 13241230  
Myyntierä: 10 kpl  
GTIN vähittäistuote: 6414504259859  
GTIN kuljetuspakkaus: 6414504614498

### Desinfektol G 5000 ml

Tuotenumero: 13241232  
Myyntierä: 3 kpl  
GTIN vähittäistuote: 6414504259866  
GTIN kuljetuspakkaus:

20210802