



Kirurginen suu-nenäsuojus tyyppi IIR kiinnityslenkeillä




Erittäin hyvin istuva ja hengittävä kolmikerroksinen PP-kuitukankaasta valmistettu tyyppi IIR suu-nenäsuojus muotoiltavalla nenäosalla ja korvien taakse kiinnitettävillä joustavilla lenkeillä. Korkean suodatuskapasiteetin omaava suu-nenäsuojus täyttää standardin SFS EN 14683:2019 suodatustehokkuusvaatimuksen ja suojaa käyttäjänsä roiskeilta. Hypoallergeeninen suu-nenäsuojus on lasikuiduton, nikkelitön ja lateksiton.

Käyttökohde

Lääketieteellinen, kauneus-, teollisuus- ja muu ala

Käyttöohjeet



Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat puhtaan suu-nenäsuojuksen kasvoille. Aseta suu-nenäsuojus kasvoille korvien taakse asetettavilla kiinnityslenkeillä niin että nenä ja suu peittyvät. Älä koske suu-nenäsuojuksen pintaan ennen kuin suojus on puettu päälle. Muotoile suu-nenäsuojus nenän juureen tiiviisti siten, että nenä peittyy sen alle ja vedä suojuksen alareuna leuan alle. Älä kosketele suojusta käytön aikana. Pese kädet ennen kuin poistat suu-nenäsuojuksen tarttumalla kiinnityslenkkeihin. Älä koske suojuksen pintaan. Pese tai desinfioi kädet suu-nenäsuojuksen riisumisen jälkeen ja hävitä käytetty suojus.

Materiaali

100% polypropeenikuitukangasta (sulapuhallettu)

Väri

Vaaleansininen ja valkoinen

Varastointiohjeet

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta.
Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

Turvallisuus

Suu-nenäsuojus on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen suojus hävitetään sekajätteen mukana.

Valmistusmaa

Kiina

Maahantuoja

Berner Oy

Bea Pro kirurginen suu-nenäsuojus tyyppi IIR kiinnityslenkeillä 50 kpl (sininen)

Tuotenumero: 15841112

Myyntierä: 20 Itk

Lava: 480 Itk

GTIN vähittäistuote: 6973490850087

GTIN kuljetuspakkaus: 6973490850094

Bea Pro kirurginen suu-nenäsuojus tyyppi IIR kiinnityslenkeillä 50 kpl (valkoinen)

Tuotenumero: 15842232

Myyntierä: 20 Itk

Lava: 480 Itk

GTIN vähittäistuote: 6973490850735

GTIN kuljetuspakkaus: 6973490850742



20220103