

LV

Pesuvoide

Hoitava pesuvoide



Sisältää glyserolia



LV Pesuvoide sopii kuivan ja herkän ihon pesuun, vuodepotilaan kokopesuun, inkontinenssipotilaan ihon puhdistukseen sekä vaipanvaihtopesuun. Hellävarainen pesuvoide ei sisällä hajusteita tai väriaineita ja sillä on Allergia-, Iho- ja Astmaliiton tunnus.

LV Pesuvoide sisältää ihoa suojaavia, hoitavia ja kosteuttavia aineita. Hellävarainen pesuvoide soveltuu päivittäiseen käyttöön. LV Pesuvoide soveltuu erinomaisesti vedettömään pesuun, mutta se liukenee myös veteen eikä tuki viemäreitä.

Käyttöohje

Levitä pesuvoide kuivalle tai kostutetulle iholle tai liinalle. Puhdista iho ja poista pesuvoide. Ihoa ei tarvitse erikseen huuhdella vedellä.

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

26825	500 ml pumppupullo	ME 6 kpl	6414504284431
26826	1 L dispenso	ME 10 kpl	6414504311243

Pakkaus ja ympäristö

Pakkausmateriaaleista pullot ovat PE-HD- ja sulkimet PP-muovia. Muoviset pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Muovinkeräykseen muovipakkaus soveltuu huuhdeltuna, pullo ja suljin eroteltuina. Myös pumppu metalliosineen soveltuu muovinkeräykseen. Pakkauskartonki lajitellaan kartonkikeräykseen.

Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Säilytettävä huoneenlämmössä. Säilyy avaamattomana 3 vuotta, avaamisen jälkeen 12 kuukautta.

Alkuperämaa

Suomi

Koostumus

Aqua
Cetearyl Isononanoate
Ceteareth-20
Cetearyl Alcohol
Glycerin
Glyceryl Stearate
Sodium Polyacrylate
Cetyl Palmitate
Ceteareth-12
Phenoxyethanol
Methylparaben
Ethylparaben
Benzoic Acid

pH 6,0

20190903A

Berner Pro

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki, puh. 020 690 761, pro@berner.fi, www.berner.fi/pro

BERNER